

Polietero poliuretano monofilamento

Polyurethane polyeter monofilament

Monofilamento de Polieter poliuretano

**MOLECOLA**

Polimero di polieter poliuretano.

**TIPO DI FILO**

Sutura sintetica non assorbibile monofilamento.

**COLORE**

Blu (C.I. 74160 ftalocianina), o non colorato.

**DIAMETRI****ED AGHI STANDARD**

Diametri EP da 0,2 a 6; diametri USP da 10/0 a 3&4.

L'Assuplus viene assemblato con aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300 o AISI 400.

**INDICAZIONI**

In chirurgia generale, ortopedica, ogni volta che si ha la necessità di suturare tessuti a lenta cicatrizzazione o che richiedono una sutura non assorbibile. Per le sue rilevanti caratteristiche tecniche, quali l'alta resistenza, l'ottima scorrevolezza, morbidezza ed elasticità, l' Assuplus ha un'individuazione specifica in chirurgia plastica.

**COMPOSITION**

Polymer of polyurethane.

**DESCRIPTION**

Synthetic non-absorbable monofilament suture.

**COLOUR**

Blue (C.I. 74160 phthalocyanine) or undyed.

**SIZES AND****STANDARD NEEDLES**

EP from 0,2 to 6; USP from 10/0 to 3&4.

Assuplus is attached to AISI 300 or AISI 400 stainless steel atraumatic needles.

**INDICATIONS**

In general surgery, orthopaedics, skin surgery, when it necessary to suture slow healing tissues or tissues requiring a non absorbable suture. Thanks to its technical features like its high resistance, excellent smoothness, softness and flexibility, Assuplus is particularly advisable for plastic surgery.

**MOLÉCULA**

Polimero de polieter poliuretánico.

**TIPO DE HILO**

Sutura sintética no absorbible, monofilamento.

**COLOR**

Azul (C.I. 74160 ftalocianina), o incoloro.

**DIÁMETRO Y AGUJAS**










Diámetro EP de 0,2 a 6; diámetro USP de 10/0 a 3&4.

La sutura Assuplus se presenta montada en agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 300 o AISI 400.




**INDICACIONES**

En cirugía general, ortopédica, de la piel y cada vez que sea necesario suturar tejidos de lenta cicatrización o que necesiten una sutura no absorbible. Por sus relevantes características técnicas, como la alta resistencia, fácil anudabilidad, manejabilidad y elasticidad, la sutura Assuplus está especialmente indicada para la cirugía plástica.

⊙ 1/2 C. CILINDRICO - TAPER 1/2 C. - CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HR 13		75	5-0	1	ZX365	36
		75	4-0	1,5	ZW367	36
 HR 17		75	4-0	1,5	ZW375	36
		75	3-0	2	ZV373	36
 HR 20		75	3-0	2	ZV382	36
		75	2-0	3	ZU398	36
 HR 26		75	4-0	1,5	ZW378	36
		75	3-0	2	ZV386	36
		75	2-0	3	ZU395	36
 HRG 26 - rinforzato, heavy, reforzada		75	0	3,5	ZS883	36
 HR 30		75	0	3,5	ZS248	36
		75	1	4	ZR249	36
 HR 37		75	2-0	3	ZU401	36
		75	0	3,5	ZS423	36
 HRG 40 - rinforzato, heavy, reforzada		75	1	4	ZR437	36
		75	2	5	ZQ457	36
 HRG 50 - rinforzato, heavy, reforzada		75	1	4	ZR463	36
		75	2	5	ZQ478	36





⊙ 1/2 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 1/2 C. - TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HRS 17		75	5-0	1	ZX758	36
		75	4-0	1,5	ZW762	36
		75	3-0	2	ZV818	36
		75	2-0	3	ZU882	36
 HRS 20		75	3-0	2	ZV771	36
		75	2-0	3	ZU770	36
 HRS 26		75	4-0	1,5	ZW763	36
		75	3-0	2	ZV767	36
		75	2-0	3	ZU772	36



## ▼ 1/2 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 1/2 C. - TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HRS 36 - rinforzato, heavy, reforzada		75	0	3,5	ZS782	36
		75	1	4	ZR783	36



## ▼ 1/2 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 1/2 C. - TRIANGULAR 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HS 30		45	1	4	ZR880	36
 HSG 36 - rinforzato, heavy, reforzada		75	2-0	3	ZU572	36
		75	0	3,5	ZS573	36
 HSG 40 - rinforzato, heavy, reforzada		75	1	4	ZR577	36
 HSG 50 - rinforzato, heavy, reforzada		75	2	5	ZQ667	36






## ○ 3/8 C. CILINDRICO - TAPER 3/8 C. - CILÍNDRICA 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DR 13		75	6-0	0,7	ZY352	36
		75	5-0	1	ZX825	36
		75	4-0	1,5	ZW827	36
 DR 17		75	5-0	1	ZX383	36
		75	4-0	1,5	ZW362	36










## ▼ 3/8 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 3/8 C. - TAPER-CUTTING 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DRS 13		75	5-0	1	ZX757	36
 DRS 17		75	5-0	1	ZX826	36
		75	4-0	1,5	ZW760	36
		75	3-0	2	ZV766	36






**▼ 3/8 C. TRIANG. PUNTA DI PRECISIONE - PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C. - PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.**

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DSMP 11	Non colorato - Undyed - Incolore	45	6-0	0,7	ZY484	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	5-0	1	ZX487	36
 DSMP 13	Non colorato - Undyed - Incolore	45	6-0	0,7	ZY488	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	5-0	1	ZX489	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	4-0	1,5	ZW810	36
 DSMP 16	Non colorato - Undyed - Incolore	45	6-0	0,7	ZY339	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	5-0	1	ZX511	36
 DSMP 19	Non colorato - Undyed - Incolore	45	5-0	1	ZX505	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	4-0	1,5	ZW506	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	3-0	2	ZV525	36
 DSMP 24	Non colorato - Undyed - Incolore	45	3-0	2	ZV523	36

**▼ 3/8 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR 3/8 C.**

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DS 10		45	6-0	0,7	ZY013	36
 DS 13		45	6-0	0,7	ZY485	36
		45	5-0	1	ZX503	36
		45	4-0	1,5	ZW518	36
 DSB 13	Ago Nero - Black Needle - Aguja Negro Non colorato - Undyed - Incolore	45	5-0	1	ZX27B	36
 DS 16		45	5-0	1	ZX499	36
		45	4-0	1,5	ZW500	36
		45	3-0	2	ZV528	36
 DSB 16	Ago Nero - Black Needle - Aguja Negro Non colorato - Undyed - Incolore	45	5-0	1	ZX30B	36
	Ago Nero - Black Needle - Aguja Negro Non colorato - Undyed - Incolore	45	4-0	1,5	ZW29B	36
	Ago Nero - Black Needle - Aguja Negro Non colorato - Undyed - Incolore	45	3-0	2	ZV28B	36
 DS 19		45	4-0	1,5	ZW515	36
		45	3-0	2	ZV516	36
		45	2-0	3	ZU530	36
 DSB 19	Ago Nero - Black Needle - Aguja Negro Non colorato - Undyed - Incolore	45	4-0	1,5	ZW32B	36
	Ago Nero - Black Needle - Aguja Negro Non colorato - Undyed - Incolore	45	3-0	2	ZV31B	36
 DS 24		45	3-0	2	ZV533	36
		45	2-0	3	ZU534	36
		45	0	3,5	ZS540	36
 DS 26		75	3-0	2	ZV879	36
		75	2-0	3	ZU543	36
		75	0	3,5	ZS886	36

## ▼ 3/8 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DS 30		75	3-0	2	ZV551	36
		75	2-0	3	ZU539	36
		75	0	3,5	ZS552	36
		75	1	4	ZR561	36
 DS 37		75	2-0	3	ZU558	36
		75	0	3,5	ZS559	36
		75	1	4	ZR575	36
 DS 38		75	2-0	3	ZU548	36
		75	0	3,5	ZS560	36
		75	1	4	ZR20A	36
 DS 45		75	1	4	ZR568	36
 DS 60		75	1	4	ZR715	36

## ▼ RETTO TRIANGOLARE - STRAIGHT CUTTING EDGE - TRIANGULAR RECTA

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 GS 51		75	2-0	3	ZU545	36
		75	0	3,5	ZS556	36
 GS 60		75	3-0	2	ZV563	36
		75	2-0	3	ZU564	36