


CVP ASSUSTEEL



Filo in acciaio multifilamento, ottima flessibilità, rivestito in polietilene colorato per una facile identificazione durante l'impiego. Speciale ago retto tagliante RSK (Brakeaway), combinato con ago HR (1/2 C. Cilindrico) oppure montato con Loop.

Molecola

Lega metallica in acciaio - nichel - cromo.

Tipo di filo

Acciaio multifilamento rivestito in polietilene.

Colore del rivestimento

Nero, blu o bianco.

Diametri

È disponibile un unico calibro (EP3; USP 2/0), con lunghezza del filo pari a 60 cm.

Indicazioni

Filo di collegamento temporaneo per stimolatori cardiaci.



Multifilament steel wire, with excellent flexibility, coated with dyed polyethylene for an easy identification when used; straight cutting needle RSK Special (Brakeaway), combined with a HR needle (Taper 1/2 C.) or assembled with Loop.

Composition

Steel - nichel - chromium - metal alloy.

Type of wire

Multifilament steel coated with polyethylene.

Colour

Black, blue or white.

Sizes

Only one size available (EP3; USP2/0), thread 60 cm long.

Indications

Temporary connection wire for cardiac stimulators.



Hilo de acero multifilamento de gran flexibilidad, recubierto de polietilene coloreado, para una fácil identificación. Aguja recta especial RSK (Brakeaway) combinada con aguja HR (1/2 C. Cilindrica) o montada en lazo.

Molécula

Aleación metálica de acero - níquel - cromo.

Tipo de hilo

Acero multifilamento recubierto de polietilene.

Color

Negro, Azul o Blanco.

Diámetro

Disponibile en calibre único (EP3; USP2/0) con longitud del hilo 60 cm.

Indicaciones

Hilo de conexión de estimulador cardíaco temporal

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERISTICAS	USP	EP	FILO THREAD HILO (cm)	COLORE COLOR COLOR	CODICE CODE CÓDIGO
RSK 60 + HR 27	2/0 2/0	3 3	60 60		CVP150 CVP151
RSK 60 + HR 18	2/0 2/0	3 3	60 60		CVP140 CVP141
RSK 60 + HR 27 Doppio - Double - Doble	2/0	3	60		CVP131