







Nylon, monofilamento di poliammide

Nylon, polyamide monofilament




Nylon, monofilamento de poliamida

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
|    | <b>MOLECOLA</b>                   | Poliammide 6 o Poliammide 6,6.<br>Le caratteristiche meccaniche e fisiche risultano invariate per entrambe le molecole.                                     |
|   | <b>TIPO DI FILO</b>               | Sutura sintetica non assorbibile monofilamento.   |
|   | <b>COLORE</b>                     | Nero (Logwood Black C.I. 75290).  |
|   | <b>DIAMETRI ED AGHI STANDARD</b>  | Diametri EP da 0,05 a 6; diametro USP da 12/0 a 2.<br>L'Assunyl viene assemblato con aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300 o AISI 400.                  |
|   | <b>INDICAZIONI</b>                | In chirurgia generale, oftalmica, plastica.   |
|   | <b>COMPOSITION</b>                | Polyamide 6 or Polyamide 6,6.<br>Mechanical and physical characteristics do not change much in the two types of polyamide.                                  |
|   | <b>DESCRIPTION</b>                | Synthetic non-absorbable monofilament suture.   |
|   | <b>COLOUR</b>                     | Black (Logwood Black C.I. 75290).   |
|   | <b>SIZES AND STANDARD NEEDLES</b> | EP from 0,05 to 6; USP from 12/0 to 2.<br>Assunyl is attached to AISI 300 or AISI 400 stainless steel atraumatic needles.                                   |
|   | <b>INDICATIONS</b>                | In general surgery, ophthalmic surgery, plastic surgery.  |
|  | <b>MOLÉCULA</b>                   | Poliamida 6 o Poliamida 6,6.<br>Las características físicas, químicas y mecánicas no varían de forma considerable, por los dos tipos de poliamida.          |
|   | <b>TIPO DE HILO</b>               | Sutura sintética no absorbible, monofilamento.  |
|   | <b>COLOR</b>                      | Negro (Logwood Black C.I. 75290).   |
|   | <b>DIÁMETRO Y AGUJAS</b>          | Diámetro EP de 0,05 a 6; diámetro USP de 12/0 a 2.<br>La sutura Assunyl se presenta montada en agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 300 o AISI 400. |
|   | <b>INDICACIONES</b>               | En cirugía general, cirugía oftálmica y plástica.   |







**1/2 C. SPATOLA - SPATULA 1/2 C. - ESPÁTULA 1/2 C.**



| AGO<br>NEEDLE<br>AGUJA (mm)  | CARATTERISTICHE<br>CHARACTERISTICS<br>CARACTERÍSTICAS | FILO<br>THREAD<br>HILO (cm) | USP    | EP  | CODICE<br>CODE<br>CÓDIGO | BUSTE<br>PACKS<br>SOBRES |
|--|---|-----------------------------|--------|-----|--------------------------|--------------------------|
| <br>HLM 2 x 5 | Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / Micron 150 | 30                          | 11 - 0 | 0,1 | Y11005ZD                 | 12                       |
| <br>HLM 6     | Micron 150  | 30                          | 10 - 0 | 0,2 | Y10006Z                  | 12                       |
| <br>HLM 2 x 6 | Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / Micron 150 | 30                          | 10 - 0 | 0,2 | Y10006ZD                 | 12                       |










**3/8 C. CILINDRICO - TAPER 3/8 C. - CILÍNDRICA 3/8 C.**


| AGO<br>NEEDLE<br>AGUJA (mm)  | CARATTERISTICHE<br>CHARACTERISTICS<br>CARACTERÍSTICAS | FILO<br>THREAD<br>HILO (cm) | USP    | EP   | CODICE<br>CODE<br>CÓDIGO | BUSTE<br>PACKS<br>SOBRES |
|--|---|-----------------------------|--------|------|--------------------------|--------------------------|
| <br>DR 4  | Micron 70   | 15                          | 12 - 0 | 0,05 | Y12004B                  | 12                       |
|  | Micron 70   | 15                          | 11 - 0 | 0,1  | Y11004B                  | 12                       |
|  | Micron 70   | 15                          | 10 - 0 | 0,2  | Y10004B                  | 12                       |
| <br>DR 5  | Micron 100  | 15                          | 10 - 0 | 0,2  | Y10005B                  | 12                       |
|  | Micron 100  | 15                          | 9 - 0  | 0,3  | Y9005B                   | 12                       |
| <br>DR 6 | Micron 150  | 15                          | 10 - 0 | 0,2  | Y10006B                  | 12                       |
|  | Micron 150  | 15                          | 9 - 0  | 0,3  | Y9006B                   | 12                       |
|  | Micron 150  | 15                          | 8 - 0  | 0,4  | Y8006B                   | 12                       |

**3/8 C. TRIANG. PUNTA DI PRECISIONE - PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C. - PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.**


| AGO<br>NEEDLE<br>AGUJA (mm)  | CARATTERISTICHE<br>CHARACTERISTICS<br>CARACTERÍSTICAS | FILO<br>THREAD<br>HILO (cm) | USP   | EP  | CODICE<br>CODE<br>CÓDIGO | BUSTE<br>PACKS<br>SOBRES |
|--|---|-----------------------------|-------|-----|--------------------------|--------------------------|
| <br>DSMP 8  |   | 45                          | 6 - 0 | 0,7 | YY795                    | 36                       |
| <br>DSMP 11 |   | 45                          | 6 - 0 | 0,7 | YY483                    | 36                       |
| <br>DSMP 13 |   | 45                          | 5 - 0 | 1   | YX489                    | 36                       |
|  |   | 45                          | 4 - 0 | 1,5 | YW810                    | 36                       |
| <br>DSMP 16 |   | 45                          | 6 - 0 | 0,7 | YY813                    | 36                       |
|  |   | 45                          | 5 - 0 | 1   | YX511                    | 36                       |
|  |   | 45                          | 4 - 0 | 1,5 | YW870                    | 36                       |
| <br>DSMP 19 |   | 45                          | 5 - 0 | 1   | YX505                    | 36                       |
|  |   | 45                          | 4 - 0 | 1,5 | YW506                    | 36                       |
|  |   | 45                          | 3 - 0 | 2   | YV525                    | 36                       |
| <br>DSMP 24 |   | 45                          | 3 - 0 | 2   | YV523                    | 36                       |
|  |   | 45                          | 2 - 0 | 3   | YU871                    | 36                       |


| ▼ 3/8 C. SPATOLA - SPATULA 3/8 C. - ESPÁTULA 3/8 C.  |   |                             |        |     |                          |                          |
|--|---|-----------------------------|--------|-----|--------------------------|--------------------------|
| AGO<br>NEEDLE<br>AGUJA (mm)  | CARATTERISTICHE<br>CHARACTERISTICS<br>CARACTERÍSTICAS | FILO<br>THREAD<br>HILO (cm) | USP    | EP  | CODICE<br>CODE<br>CÓDIGO | BUSTE<br>PACKS<br>SOBRES |
| <br>DLM 6     | Micron 200  | 30                          | 10 - 0 | 0,2 | Y10006V                  | 12                       |
|  | Micron 200  | 30                          | 9 - 0  | 0,3 | Y9006V                   | 12                       |
| <br>DLM 2 x 6 | Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja Micron 200   | 30                          | 10 - 0 | 0,2 | Y10006VD                 | 12                       |
|  | Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja Micron 200   | 30                          | 9 - 0  | 0,3 | Y9006VD                  | 12                       |

| ▼ 3/8 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR 3/8 C.                                   |  |                             |       |     |                          |                          |
|--|--|-----------------------------|-------|-----|--------------------------|--------------------------|
| AGO<br>NEEDLE<br>AGUJA (mm)  | CARATTERISTICHE<br>CHARACTERISTICS<br>CARACTERÍSTICAS                          | FILO<br>THREAD<br>HILO (cm) | USP   | EP  | CODICE<br>CODE<br>CÓDIGO | BUSTE<br>PACKS<br>SOBRES |
| <br>DS 13       |  | 45                          | 6 - 0 | 0,7 | YY485                    | 36                       |
|  |  | 45                          | 5 - 0 | 1   | YX503                    | 36                       |
|  |  | 45                          | 4 - 0 | 1,5 | YW035                    | 36                       |
| <br>DS 16       |  | 45                          | 6 - 0 | 0,7 | YY498                    | 36                       |
|  |  | 45                          | 5 - 0 | 1   | YX499                    | 36                       |
|  |  | 45                          | 4 - 0 | 1,5 | YW500                    | 36                       |
|  |  | 75                          | 3 - 0 | 2   | YV528                    | 36                       |
| <br>DS 19     |  | 45                          | 5 - 0 | 1   | YX517                    | 36                       |
|  |  | 45                          | 4 - 0 | 1,5 | YW515                    | 36                       |
|  |  | 45                          | 3 - 0 | 2   | YV516                    | 36                       |
|  |  | 75                          | 2 - 0 | 3   | YU530                    | 36                       |
| <br>DS 24     |  | 45                          | 4 - 0 | 1,5 | YW532                    | 36                       |
|  |  | 45                          | 3 - 0 | 2   | YV533                    | 36                       |
|  |  | 75                          | 2 - 0 | 3   | YU534                    | 36                       |
| <br>DS 26     |  | 75                          | 3 - 0 | 2   | YV879                    | 36                       |
|  |  | 75                          | 2 - 0 | 3   | YU543                    | 36                       |
|  |  | 75                          | 0     | 3,5 | YS886                    | 36                       |
| <br>DS 30     |  | 75                          | 3 - 0 | 2   | YV551                    | 36                       |
|  |  | 75                          | 2 - 0 | 3   | YU539                    | 36                       |
|  |  | 75                          | 0     | 3,5 | YS552                    | 36                       |
|  |  | 75                          | 1     | 4   | YR561                    | 36                       |
|  |  | 75                          | 1     | 4   | YR20A                    | 36                       |
| <br>DS 38     |  | 100                         | 2 - 0 | 3   | YU548                    | 36                       |
|  |  | 75                          | 0     | 3,5 | YS560                    | 36                       |
|  |  | 75                          | 1     | 4   | YR20A                    | 36                       |
| <br>DS 2 x 60 | Doppio Ago con Bottone<br>Double Needle with Button<br>Doble Aguja con Botones | 45                          | 2 - 0 | 3   | YU697KAH-B               | 36                       |
| <br>DS 90     |  | 100                         | 2     | 5   | YQ791                    | 12                       |

| ◉ RETTO CILINDRICO - STRAIGHT TAPER - CILÍNDRICA RECTA  |   |                             |       |    |                          |                          |
|---|---|-----------------------------|-------|----|--------------------------|--------------------------|
| AGO<br>NEEDLE<br>AGUJA (mm)   | CARATTERISTICHE<br>CHARACTERISTICS<br>CARACTERÍSTICAS | FILO<br>THREAD<br>HILO (cm) | USP   | EP | CODICE<br>CODE<br>CÓDIGO | BUSTE<br>PACKS<br>SOBRES |
| <br>GR 2 x 71 | Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja              | 75                          | 2 - 0 | 3  | YU12AK                   | 12                       |

| ▼ RETTO TRIANGOLARE - STRAIGHT CUTTING EDGE - TRIANGULAR RECTA                            |   |                             |       |    |                          |                          |
|---|---|-----------------------------|-------|----|--------------------------|--------------------------|
| AGO<br>NEEDLE<br>AGUJA (mm)   | CARATTERISTICHE<br>CHARACTERISTICS<br>CARACTERÍSTICAS | FILO<br>THREAD<br>HILO (cm) | USP   | EP | CODICE<br>CODE<br>CÓDIGO | BUSTE<br>PACKS<br>SOBRES |
| <br>GS 60 |   | 75                          | 2 - 0 | 3  | YU564                    | 36                       |

| ► 90°/50° SPATOLA BICURVA - 90°/50° SPATULA BICURVED - 90°/50° ESPÁTULA BICURVA                  |   |                             |        |     |                          |                          |
|--|---|-----------------------------|--------|-----|--------------------------|--------------------------|
| AGO<br>NEEDLE<br>AGUJA (mm)  | CARATTERISTICHE<br>CHARACTERISTICS<br>CARACTERÍSTICAS | FILO<br>THREAD<br>HILO (cm) | USP    | EP  | CODICE<br>CODE<br>CÓDIGO | BUSTE<br>PACKS<br>SOBRES |
| <br>PLM 2 x 5 | Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / Micron 150 | 30                          | 10 - 0 | 0,2 | Y10005AAD                | 12                       |

| ► 1/4 C. SPATOLA - SPATULA 1/4 C. - ESPÁTULA 1/4 C.  |   |                             |       |     |                          |                          |
|--|---|-----------------------------|-------|-----|--------------------------|--------------------------|
| AGO<br>NEEDLE<br>AGUJA (mm)  | CARATTERISTICHE<br>CHARACTERISTICS<br>CARACTERÍSTICAS | FILO<br>THREAD<br>HILO (cm) | USP   | EP  | CODICE<br>CODE<br>CÓDIGO | BUSTE<br>PACKS<br>SOBRES |
| <br>VLM 2 x 6 | Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / Micron 200 | 30                          | 8 - 0 | 0,4 | Y8006ZZD                 | 12                       |