



Nastro di poliestere per cerchiaggio dell'utero
Polyester tape for uterus cerclage
Cinta de poliéster para el cerclaje del cuello de útero

● 1/2 C. CILINDRICO PUNTA SMUSSA - ROUND BLUNT POINT 1/2 C. - CILÍNDRICA PUNTA ROMA 1/2 C.					
AGO NEEDLE AGUJA (MM)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERISTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	LUNGHEZZA WIDTH ANCHO	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HN 2 x 50	Doppio Ago Double Needle Doble Aguja	50	5 mm	3-911	36
 HN 2 x 65	Doppio Ago Double Needle Doble Aguja	50	5 mm	3-900	36

NASTRO DI POLIESTERE | POLYESTER LIGATURE | CINTA DE POLIESTER

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERISTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	LUNGHEZZA WIDTH ANCHO	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
Nastro ombelicale Umbelical tape Cinta umbilical	75	5 mm	3-901	36
Nastro ombelicale Umbelical tape Cinta umbilical	35	5 mm	3-902	36