


Sutura sintetica intrecciata e rivestita a rapido assorbimento (42 giorni)

Braided and coated synthetic suture short term absorption (42 days)

Sutura sintética trenzada y recubierta de absorción rápida (42 días)



ASSUFIL® FAST



MOLECOLA

Polimero di acido glicolico.

TIPO DI FILO

Sutura sintetica assorbibile intrecciata e rivestita a rapido assorbimento.

COLORE

Non colorato.

DIAMETRI

ED AGHI STANDARD

Diametri EP da 0,2 a 6; USP da 10/0 a 3&4.

L'Assufil Fast viene assemblato con aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300 o AISI 400.

RESISTENZA TENSILE

Dopo 7 gg dall'impianto permane ~ 50% e risulta praticamente nulla dopo il 14° giorno.

ASSORBIMENTO

Completo entro il 42° giorno dall'impianto.

INDICAZIONI

Nella riapprossimazione dei tessuti molli e/o dove sia richiesto un assorbimento rapido della sutura.



COMPOSITION

Polymer of glycolic acid.

DESCRIPTION

Braided and coated synthetic short term absorption suture.

COLOUR

Undyed.

SIZES AND

STANDARD NEEDLES

EP from 0,2 to 6; USP from 10/0 to 3&4.

Assufil Fast is attached to AISI 300 or AISI 400 stainless steel atraumatic needles.

TENSILE STRENGTH

After 7 days from implant it retains ~ 50% of the initial tensile strength and almost none after 14 days.

ABSORPTION

Complete within 42 days.

INDICATIONS

In soft tissues approximation, where a fast absorption of the suture is required.

For instance circumcisions, skin wounds and oral mucosa membrane.



MOLÉCULA

Polímero de ácido glicólico.

TIPO DE HILO

Sutura sintética absorbible trenzada y recubierta de absorción rápida.

COLOR

Incoloro.

DIÁMETRO Y AGUJAS

Diámetro EP de 0,2 a 6; USP de 10/0 a 3&4.

El Assufil Fast se presenta montada con agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 300 o AISI 400.

FUERZA TENSIL

Después de 7 días de implantación retiene ~ 50% de la fuerza tensil, desaparece después de 14 días.










ABSORCIÓN

Completa a los 42 días de la implantación.


INDICACIONES

En la aproximación de los tejidos blandos y donde se necesite una absorción rápida de la sutura, circuncisión, heridas cutáneas y de la mucosa oral.

⊙ 1/2 C. CILINDRICO - TAPER 1/2 C. - CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HR 17	Non colorato - Undyed - Incolore	75	5 - 0	1	FX374R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	4 - 0	1,5	FW375R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3 - 0	2	FV373R	36
 HR 22	Non colorato - Undyed - Incolore	75	4 - 0	1,5	FW371R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3 - 0	2	FV389R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2 - 0	3	FU397R	36
 HR 26	Non colorato - Undyed - Incolore	75	4 - 0	1,5	FW378R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3 - 0	2	FV386R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2 - 0	3	FU395R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	0	3,5	FS412R	36
 HRG 27 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2 - 0	3	FU799R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	0	3,5	FS797R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	1	4	FR801R	36
 HR 30	Non colorato - Undyed - Incolore	90	2 - 0	3	FU246R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	0	3,5	FS248R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	1	4	FR249R	36
 HR 37	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3 - 0	2	FV391R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2 - 0	3	FU401R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	0	3,5	FS423R	36
 HRG 37 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	90	2 - 0	3	FU440R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	0	3,5	FS464R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	1	4	FR465R	36
 HRG 40 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	90	2 - 0	3	FU800R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	0	3,5	FS445R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	1	4	FR458R	36
 HRG 48 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	90	0	3,5	FS414R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	1	4	FR479R	36


⊙ 1/2 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 1/2 C. - TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HRS 36	Non colorato - Undyed - Incolore	90	2 - 0	3	FU774R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	0	3,5	FS782R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	1	4	FR783R	36



ASSUFIL® FAST





▼ 1/2 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 1/2 C. - TRIANGULAR 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HSG 40 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	90	1	4	FR579R	36






⊙ 3/8 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 3/8 C. - TAPER-CUTTING 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DRS 17	Non colorato - Undyed - Incolore	75	4-0	1,5	FW760R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3-0	2	FV766R	36

▼ 3/8 C. TRIANG. PUNTA DI PRECISIONE - PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C. - PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DSMP 11	Non colorato - Undyed - Incolore	45	6-0	0,7	FY484R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	5-0	1	FX487R	36
 DSMP 13	Non colorato - Undyed - Incolore	45	5-0	1	FX489R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	4-0	1,5	FW492R	36
 DSMP 19	Non colorato - Undyed - Incolore	45	4-0	1,5	FW812R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	3-0	2	FV526R	36
 DSMP 24	Non colorato - Undyed - Incolore	45	3-0	2	FV523R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	2-0	3	FU871R	36



▼ 3/8 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DS 13	Non colorato - Undyed - Incolore	45	4-0	1,5	FW518R	36
 DS 16	Non colorato - Undyed - Incolore	75	4-0	1,5	FW500R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3-0	2	FV528R	36
 DS 19	Non colorato - Undyed - Incolore	75	5-0	1	FX517R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	4-0	1,5	FW515R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3-0	2	FV516R	36
 DS 24	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3-0	2	FV533R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2-0	3	FU534R	36
 DS 30	Non colorato - Undyed - Incolore	90	0	3,5	FS552R	36

▼ RETTO TRIANGOLARE - STRAIGHT CUTTING EDGE - TRIANGULAR RECTA

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 GS 51	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3-0	2	FV544R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2-0	3	FU545R	36


⊙ 5/8 C. CILINDRICO - TAPER 5/8 C. - CILÍNDRICA 5/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 FRG 36 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2-0	3	FU432R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	0	3,5	FS433R	36
 FRG 40 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	75	0	3,5	FS447R	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	1	4	FR446R	36



FILI PRETAGLIATI - PRE-CUT THREADS - HEBRAS SIN AGUJA

	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
	Non colorato - Undyed - Incolore	3 x 45	4-0	1,5	FWPR	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	3 x 45	3-0	2	FVPR	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	3 x 45	2-0	3	FUPR	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	3 x 45	0	3,5	FSPR	36

FILI LIBERI - NON NEEDED THREADS - HEBRAS SIN AGUJA

	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 Bobina - Spool - Bobina		250	4-0	1,5	FWR	12
		250	3-0	2	FVR	12
		250	2-0	3	FUR	12
		250	0	3,5	FSR	12
		250	1	4	FRR	12

KIT PER EPISIORRAFIA - EPISIOTOMY REPAIR - KIT PARA EPISIOTOMIA

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DS 24	3/8 C. Triangolare - Cutting Edge 3/8 C. - Triangular 3/8 C. Non colorato - Undyed - Incolore	70	2-0	3	KEP001R	12
 HRSG 40 - rinforzato, heavy, reforzada	1/2 C. Taper-cutting - Taper-Cutting 1/2 C. Taper-Cutting 1/2 C. Non colorato - Undyed - Incolore	2x90	0	3,5		