

CERA NATURALE PER OSSA | BONE WAX | CERA PARA HUESOS

La cera per ossa è indicata per l'emostasi delle micro-emorragie ossee. Confezione Peel-Open da 2,5 gr.

Bone wax is indicated for the hemostasis of micro-hemorrhages in bone injuries. Peel-Open Packaging 2,5 g.

La cera para huesos está especialmente indicada para la hemostasis de las micro-hemorragias óseas. Presentación Peel-Open de 2,5 g.



CODICE - CODE - CÓDIGO	BUSTE - PACK - SOBRES	GRAMMI - GRAM - GRAMOS
BW1	12	2,5

CBR® ASTRALEN

Cbr filo per sospensione | Cbr suspension thread | Cbr hilo para suspension

AGO AD UNCINO NEEDLE HOOK GUJA A GANCHO (mm)	MATERIALE MATERIALS MATERIALES	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
HMR 15	Poliestere Polyester Poliéster	6 fili da 10 cm 6 threads 10 cm long 6 hilos de 10 cm	2	5	CBR 005	6
HMR 20	Poliestere Polyester Poliéster	6 fili da 10 cm 6 threads 10 cm long 6 hilos de 10 cm	2	5	CBR 004	6
HMR 25	Poliestere Polyester Poliéster	6 fili da 10 cm 6 threads 10 cm long 6 hilos de 10 cm	1	4	CBR 001	6
HMR 30	Poliestere Polyester Poliéster	6 fili da 10 cm 6 threads 10 cm long 6 hilos de 10 cm	2	5	CBR 002	6
HMR 40	Poliestere Polyester Poliéster	6 fili da 10 cm 6 threads 10 cm long 6 hilos de 10 cm	2	5	CBR 003	6