



**ASSUT EUROPE**  
SUTURE CHIRURGICHE




*More than surgery*




# FILBLOC<sup>®</sup>

**Knotless Suture**


# FILBLOC®




Con blocco finale • With final lock system • Avec arrêtoir • Con bloqueo final




Loop • Boucle • Lazo





Bidirezionale con repere centrale • Two way with center marker  
Bidirectionnelle marqueur du centre • Bidireccional marcador del centro




Bidirezionale • Two way • Bidirectionnel • Bi-direccional

 Sutura di nuova generazione dentellata autobloccante proposta in diverse molecole, assorbibile e non, disponibile in più formati: monodirezionale con blocco finale, bidirezionale doppio ago, bidirezionale con repere, loop. Utilizzabile in diverse procedure chirurgiche in cui è richiesta una sutura continua. Pratica, veloce e sicura, non necessita nodi e garantisce una elevata tenuta unita ad una costante distribuzione della tensione lungo il tratto di riapprossimazione.

 New generation of barbed suture with self-locking system available in different molecules, absorbable and non-absorbable, and available in different sizes: unidirectional with final lock system, two way double needle, two way with center pointer, loop. Suitable for different surgical procedures where running suture technique is required. Functional, fast and safe. It does not require knots, it guarantees a high tightness with a constant stress distribution along the section of approximation of tissues.

 Nouvelle génération de fils crantés autobloquant, disponible dans différentes molécules: monodirectionnel avec arrêtoir, bidirectionnel doublement serti, bidirectionnel avec marqueur du centre, boucle. Utilisable dans différentes procédures chirurgicales ou la technique du surjet est recommandée. Pratique, rapide, et fiable, ne nécessite pas de noeud, sa tension uniforme favorise le rapprochement des tissus.

 Sutura barbada de nueva generación autobloqueante disponible en varias moléculas, absorbible y no absorbible, disponible en diferentes tamaños: monodireccional con bloqueo final, bidireccional doble aguja, bidireccional con marcador del centro, lazo. Puede ser utilizada en diferentes procedimientos quirúrgicos en los que se requiere la sutura continua. Práctica, rápida y segura. No necesita nudos, garantiza una elevada resistencia junto a una distribución constante de la tensión a lo largo de la sección de aproximación de los tejidos.

FILBLOC®					
	chirurgia laparoscopica e robotica	chirurgia generale	chirurgia plastica e ricostruttiva	chirurgia ginecologica e urologica	chirurgia ortopedica
	laparoscopic and robotic surgery	general surgery	plastic and reconstructive surgery	gynaecological and urological surgery	orthopaedics surgery
	chirurgie laparoscopique et robotique	chirurgie générale	chirurgie plastique et reconstructive	chirurgie gynécologique et urologique	chirurgie orthopédique
	cirugía laparoscópica y robótica	cirugía general	cirugía plástica y reconstructiva	cirugía ginecológica y urológica	cirugía ortopédica

**MOLECOLA**

Polidiossanone

**TIPO DI FILO**

Sutura sintetica monofilamento dentellata assorbibile

**COLORE**

Viola o non colorato  
(D&C Violet n. 2 = C.I. 60725)

**DIAMETRI ED AGHI STANDARD**

EP da 1,5 a 5;  
USP da 4/0 a 2;  
Filbloc® viene assemblato con aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300 o AISI 400

**RESISTENZA TENSILE**

28 gg ~ 70%  
42 gg ~ 55%

**ASSORBIMENTO**

Completo entro 180-210 giorni

**INDICAZIONI**

Nella riapprossimazione dei tessuti molli e nei distretti dove si richiede una sutura chirurgica a lungo assorbimento

**COMPOSITION**

Polydioxanone

**DESCRIPTION**

Synthetic monofilament absorbable barbed suture

**COLOUR**

Violet or undyed  
(D&C Violet n. 2 = C.I. 60725)

**SIZES AND STANDARD NEEDLES**

EP from 1,5 to 5;  
USP from 4/0 to 2;  
Filbloc® is attached to AISI 300 or AISI 400 stainless steel atraumatic needles

**TENSILE STRENGTH**

28 days ~ 70%  
42 days ~ 55%

**ABSORPTION**

Complete within 180-210 days

**INDICATIONS**

In soft tissues approximation and/or when a long – term absorption surgical suture is required

**MOLÉCULE**

Polydioxanone

**TYPE DE FIL**

Suture synthétique monofilament crantée résorbable

**COULEUR**

Violet ou incolore  
(D&C Violet n. 2 = C.I. 60725)

**CHARACTÉRISTIQUES STANDARDS**

EP 1,5 à 5;  
USP 4/0 à 2;  
Le Filbloc® est assemblé avec des aiguilles atraumatiques en acier inox AISI 300, ou AISI 400

**TEMPS DE RÉSISTANCE**

28 jours ~ 70%  
42 jours ~ 55%

**TEMPS DE RÉSORPTION**

À résorption longue 180-210 jours

**INDICATIONS**

Rapprochement des tissus moue et tout type de chirurgie où l'utilisation d'une suture resorbable à long terme est conseillée

**MOLÉCULA**

Polidioxanona

**TIPO DE HILO**

Sutura sintética absorbible monofilamento dentada

**COLOR**

Violeta o incoloro  
(D&C Violet n. 2 = C.I. 60725)

**DIÁMETRO Y AGUJAS ESTÁNDAR**

EP de 1,5 a 5;  
USP de 4/0 a 2;  
La sutura Filbloc® se presenta montada en agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 300 o AISI 400

**FUERZA TENSIL**

28 días ~ 70%  
42 días ~ 55%

**ABSORCIÓN**

Completa a 180-210 días de la implantación

**INDICACIONES**

En la aproximación de los tejidos blandos y donde se necesita una sutura quirúrgica de absorción lenta



⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5 USP 4/0	2 3/0	3 2/0	3,5 0	4 1	5 2
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta   17	<input checked="" type="checkbox"/> 15 FV373HHAB FU400HHAB FS77CHHAB						
	<input checked="" type="checkbox"/> 20 FV373HHAC FU400HHAC						
	<input checked="" type="checkbox"/> 25 FV373HHAD FU400HHAD						
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta   22	<input checked="" type="checkbox"/> 10 FU397HHAA FS118HHAA						
	<input checked="" type="checkbox"/> 15 FV389HHAB FU397HHAB FS118HHAB						
	<input checked="" type="checkbox"/> 20 FU397HHAC FR22CHHAC						
	<input checked="" type="checkbox"/> 25 FU397HHAD						
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta   22 Ago nero, Black needle, Aiguille noire, Aguja negra	<input checked="" type="checkbox"/> 15 FU43BHHAB						
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro   25 Ago nero, Black needle, Aiguille noire, Aguja negra	<input type="checkbox"/> 38 FV13BHHWSC FU24BHHWSC						

# FILBLOC®

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL




⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.


AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   26	■ 15	FV386HHAB	FU395HHAB	FS412HHAB	FR438HHAB		
	■ 20	FV386HHAC	FU395HHAC	FS412HHAC			
	■ 25		FU395HHAD	FS412HHAD	FR438HHAD		
	■ 30		FU395HHAE	FS412HHAE	FR438HHAE		
	■ 45		FU395HHAH	FS412HHAH	FR438HHAH		
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   36	■ 15				FR424HHAB		
	■ 20			FS423HHAC	FR424HHAC		
	■ 30		FU401HHAE	FS423HHAE			
	■ 45			FS423HHAH	FR424HHAH	FQ466HHAH	
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   36 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■ 15					FQ467HHAB	
	■ 20				FR465HHAC	FQ467HHAC	
	■ 30				FR465HHAE	FQ467HHAE	
	■ 45						FQ467HHAH

# FILBLOC®


SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM  
 FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL





## ⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta   48 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	<input checked="" type="checkbox"/> 45						FP477HHAH	
	<input checked="" type="checkbox"/> 60				FR479HHAM			
	<input checked="" type="checkbox"/> 70						FP477HHAP	
	<input checked="" type="checkbox"/> 80					FQ478HHAR		

## ⊙ 3/8 C. CILINDRICO • TAPER 3/8 C. • RONDE 3/8 C. • CILÍNDRICA 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro   18	<input type="checkbox"/> 60			FU991HHWAM				

## ⊙ 5/8 C. CILINDRICO • TAPER 5/8 C. • RONDE 5/8 C. • CILÍNDRICA 5/8 C.




AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta   22 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	<input checked="" type="checkbox"/> 15	FV050HHAB						
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta   27 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	<input checked="" type="checkbox"/> 15		FU429HHAB	FS430HHAB				
	<input checked="" type="checkbox"/> 20		FU429HHAC					
	<input checked="" type="checkbox"/> 25		FU429HHAD					

# FILBLOC®



SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM  
 FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL









## ⊕ 3/8 C. CILINDRICO ULTRA • ULTRA TAPER NEEDLE 3/8 C. • PYRAMIDALE 3/8 C. • AGUJAS ULTRA 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   20	■   20				FS14GHHAC			
	■   25				FS14GHHAD			

## ⊕ C. CILINDRICO ULTRA CURVATURA VARIABILE 90°/50° • C. TAPER NEEDLE ULTRA WITH VARIABLE CURVATURE 90°/50° • C. RONDE ULTRA AVEC COURBURE VARIABLE 90°/50° C. CILÍNDRICO ULTRA CON CURVATURA VARIABLE 90°/50°

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   24	■   15			FU021HHAB				



## ⊖ 1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.















AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   17	■   15			FU978HHAB				
	■   20			FU978HHAC				
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   22	■   15	FV68CHHAB	FU03CHHAB	FS145HHAB				
	■   25			FU03CHHAD				


**FILBLOC®**

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



**1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.**


AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
 26 ■ Viola, Violet, Violet, Violeta	 15	FV969HHAB	FU968HHAB	FS979HHAB	FR231HHAB		
	 20			FS979HHAC	FR231HHAC		
	 25		FU968HHAD	FS979HHAD	FR231HHAD		
	 30			FS979HHAE			
	 45			FS979HHAH		FQ07GHHAH	
	 15				FR70CHHAB		
 36 ■ Viola, Violet, Violet, Violeta	 45				FR70CHHAH	FQ07EHHAH	FP09GHHAH
	 70					FQ07EHHAP	
	 15				FR80CHHAB	FQ24EHHAB	
 36 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada ■ Viola, Violet, Violet, Violeta	 20				FR80CHHAC	FQ24EHHAC	
	 45						FP33AHHAH




## FILBLOC®



SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM  
 FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL




### ▽ 3/8 C. TRIANGOLARE CON PUNTA DI PRECISIONE • PRECISION TIP CUTTING EDGE 3/8 C. STYLET 3/8 C. • PUNTA DE PRECIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO									
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5			
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2			
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro	<input type="checkbox"/>										
 19	30	FV526HHWAE									

### ▼ 3/8 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 3/8 C. • TRIANGULAIRE 3/8 C. • TRIANGULAR 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO									
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5			
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2			
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro	<input type="checkbox"/>										
 19	45	FU530HHWAH	FS108HHWAH								
	<input type="checkbox"/>										
	60	FU530HHWAM									
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro	<input type="checkbox"/>										
 26	30				FS886HHWAE						
	<input type="checkbox"/>										
	60				FS886HHWAM						

### ♥ 3/8 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 3/8 C. • DIAMANT 3/8 C. • TAPER-CUTTING 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO									
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5			
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2			
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta	<input checked="" type="checkbox"/>										
 26	10				FS05GHHAA						
	<input checked="" type="checkbox"/>										
	25				FS05GHHAD	FR06GHHAD					





# FILBLOC®














SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL

180-210



⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   17	■  30		FU400KHAE	FS77CKHAE			
	■  35		FU400KHAF				
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   26	■  20	FV386KHAC	FU395KHAC	FS412KHAC			
	■  30		FU395KHAE	FS412KHAE	FR438KHAE		
	■  45					FQ834KHAH	
	■  80				FS412KHAR		
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   27 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■  30			FS797KHAE			
	■  45		FU799KHAH	FS797KHAH			
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   30	■  45		FU246KHAH	FS248KHAH			














SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



 ◎ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.







AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
 37 ■ Viola, Violet, Violet, Violeta	 30					FR424KHAE		
	 45				FS423KHAH			
	 70					FR424KHAP		
 37 ■ Viola, Violet, Violet, Violeta Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	 45		FU440KHAH	FS464KHAH				FP22DKHAH
	 50					FR465KHAI		
	 60					FR465KHAM		
	 70					FR465KHAP		
 48 ■ Viola, Violet, Violet, Violeta Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	 70						FQ478KHAP	FP477KHAP

# FILBLOC®



SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



## ⊙ 5/8 C. CILINDRICO • TAPER 5/8 C. • RONDE 5/8 C. • CILÍNDRICA 5/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   <b>22</b> Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■   <b>30</b>			FU049KHAE				
	■   <b>35</b>			FU049KHAF				
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   <b>27</b> Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■   <b>30</b>			FU429KHAE	FS430KHAE			
	■   <b>50</b>			FU429KHAI				

## ⊙ C. CILINDRICO ULTRA CURVATURA VARIABILE 90°/50° • C. TAPER NEEDLE ULTRA WITH VARIABLE CURVATURE 90°/50° • C. RONDE ULTRA AVEC COURBURE VARIABLE 90°/50° • C. CILÍNDRICO ULTRA CON CURVATURA VARIABLE 90°/50°

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violet   <b>24</b>	■   <b>45</b>			FU021KHAH				


## ⊙ C. CILINDRICO CURVATURA VARIABILE 90°/50° CON CORPO QUADRATO • C. TAPER NEEDLE WITH VARIABLE CURVATURE 90°/50° WITH SQUARED BODY • C. RONDE AVEC COURBURE VARIABLE 90°/50° AVEC CORPS CARRÉ • C. CILÍNDRICO CON CURVATURA VARIABLE 90°/50° CON CUERPO CUADRATO















AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violet   <b>24</b>	■   <b>90</b>			FU089KHAT				


**FILBLOC®**

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



**1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.**














AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
 17	 30					FR74EKHAE		
	 35			FU978KHAF				
	 45			FU978KHAH				
 26	 25			FU968KHAD				
	 30			FU968KHAE	FS979KHAE		FQ07GKHAE	FP08GKHAE
	 35			FU968KHAF				
	 50			FU968KHAI				
 36	 45						FQ885KHAH	FP09GKHAH
	 70							FP09GKHAP
 48 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	 80						FQ856KHAR	


**FILBLOC®**

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL


**3/8 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 3/8 C. • DIAMANT 3/8 C. • TAPER-CUTTING 3/8 C.**









AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO								
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5		
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2		
 18	 Viola, Violet, Violet, Violeta				FU850KHAB	FS04GKHAB				
	 15									
	 20			FU850KHAC						
	 30			FU850KHAE						
 26	 Viola, Violet, Violet, Violeta									
	 15						FR06GKHAB			
	 30					FS05GKHAE	FR06GKHAE			
	 45			FU847KHAH	FS05GKHAH					
	 90						FR06GKHAT			

# FILBLOC®






SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL

## ▼ 1/2 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 1/2 C. • TRIANGULAIRE 1/2 C. • TRIANGULAR 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  36	■  70					FR574KHAP	FQ821KHAP	
	■  90					FR574KHAT		
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  40	■  70							FP815KHAP
	■  90							
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  48 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■  70							FP66EKHAP

## ▼ 3/8 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 3/8 C. • TRIANGULAIRE 3/8 C. • TRIANGULAR 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  18	■  15		FV516KHAB					
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  19	■  30			FU530KHAE				
	■  45				FU530KHAH			








SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL





 ▼ RETTO TRIANGOLARE • STRAIGHT CUTTING EDGE • DROITE TRIANGULAIRE • TRIANGULAR RECTA
 



AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro   60	<input type="checkbox"/>   30						
				FS565KHWAE			





⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.


AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  <b>50</b> Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■ 				FR666HNBE	FQ40AHNBE	

▼ 1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.











AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  <b>48</b> Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■ 				FR26AHNBE	FQ38AHNBE	

▼ 3/8 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 3/8 C. • TRIANGULAIRE 3/8 C. • TRIANGULAR 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta  <b>24</b>	■ 		FU171HNAG				



© 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP 1,5 USP 4/0	2 3/0	3 2/0	3,5 0	4 1	5 2	
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   17	■  32							FU400KHHAX
	■  35							
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   20	■  32							FS407KHHAX
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   22 Ago nero, Black needle Aiguille noire, Aguja negra	■  32							FU43BKHHAX
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   25	■  35							FU915KHHAF
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   26 1 ago nero di 2 1 black needle of 2 1 aiguille noire de 2 1 aguja negra de 2	■  30							FU01

# FILBLOC®

BIDIREZIONALE CON REPERE CENTRALE • TWO WAY CENTER POINTER

- BIDIRECTIONNELLE MARQUEUR DU CENTRE
- BIDIRECCIONAL MARCADOR DEL CENTRO



◎ 5/8 C. CILINDRICO • TAPER 5/8 C. • RONDE 5/8 C. • CILÍNDRICA 5/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   <b>27</b> Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■  		FU429KHHAE				
	■  		FU429KHHAI				
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   <b>27</b> 1 ago nero di 2 1 black needle of 2 1 aiguille noire de 2 1 aguja negra de 2	■  		FU05				

▼ 1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   <b>17</b>	■  		FU978KHHAE				
	■  		FU978KHHAX				
	■  		FU978KHHAF				
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   <b>22</b>	■  		FU03CKHHAX	FS145KHHAX			



### MOLECOLA

Poli  
(glicolide-co-ε-caprolattone)

### TIPO DI FILO

Sutura sintetica monofilamento  
dentellata assorbibile

### COLORE

Viola o non colorato  
(D&C Violet n.2=C.I. 60725)

### DIAMETRI ED AGHI STANDARD

EP da 1,5 a 5;  
USP da 4/0 a 2.  
Il Filbloc® 90 viene  
assemblato con aghi  
atraumatici in acciaio inox  
AISI 300 o AISI 400

### RESISTENZA TENSILE

7 gg ~ 50%  
14 gg ~ 20%

### ASSORBIMENTO

Completo in 90-120 giorni  
dall'impianto

### INDICAZIONI

Nella riapprossimazione dei  
tessuti molli e/o dove sia  
richiesta una sutura a medio  
assorbimento



### COMPOSITION

Poly  
(glicolide-co-ε-caprolattone)

### DESCRIPTION

Synthetic monofilament  
absorbable barbed suture

### COLOUR

Violet or undyed  
(D&C Violet n.2=C.I. 60725)

### SIZES AND STANDARD NEEDLES

EP from 1,5 to 5;  
USP from 4/0 to 2.  
Filbloc® 90 is attached to  
AISI 300 or AISI 400 stainless  
steel atraumatic needles

### TENSILE STRENGTH

7 days ~ 50%  
14 days ~ 20%

### ABSORPTION

Complete within 90-120 days

### INDICATIONS

In soft tissues approximation,  
where a mid absorption of the  
suture is required



### MOLÉCULE

Poly  
(glicolide-co-ε-caprolattone)

### TYPE DE FIL

Suture synthétique monofila-  
ment crantée résorbable

### COULEUR

Violet ou incolore  
(D&C Violet n. 2 = C.I. 60725)

### CHARACTÉRISTIQUES STANDARDS

EP de 1,5 à 5 ;  
USP de 4/0 à 2.  
Le Filbloc® 90 est  
assemblé avec des aiguilles  
atraumatiques en acier inox  
AISI 302, ou AISI 420

### TEMPS DE RÉSISTANCE

7 jours ~ 50%  
14 jours ~ 20%

### TEMPS DE RÉSORPTION

Complète entre le 90-120ème  
jours

### INDICATIONS

Dans le rapprochement des  
tissus mous, lorsqu'une  
résorption moyenne de la  
suture est nécessaire



### MOLÉCULA

Poli  
(glicolide-co-ε-caprolattone)

### TIPO DE HILO

Sutura sintética absorbible  
monofilamento dentada

### COLOR

Violeta o incoloro  
(D&C Violet n.2=C.I. 60725)

### DIÁMETRO Y AGUJAS ESTÁNDAR

EP de 1,5 a 5;  
USP de 4/0 a 2.  
La sutura Filbloc® 90 se  
presenta montada con agujas  
atraumáticas de acero  
inoxidable AISI 300 o AISI 400

### FUERZA TENSIL

7 días ~ 50%  
14 días ~ 20%

### ABSORCIÓN

Completa a los 90-120 días

### INDICACIONES


En la aproximación de los  
tejidos blandos y donde se  
necesita una absorción media  
de la sutura

# FILBLOC® 90





SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL

90 - 120



⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta <input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incolore  17	<input checked="" type="checkbox"/> 15 FU400HHFAB							
	<input type="checkbox"/> 15 FU400HHFWAB							
	<input checked="" type="checkbox"/> 20 FS77CHHFAC							
	<input type="checkbox"/> 25 FU400HHFWAD							
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta  22	<input checked="" type="checkbox"/> 15 FU397HHFAB							
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed Incolore, Incolore  25	<input type="checkbox"/> 20 FR917HHFWAC							
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta <input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incolore  26	<input checked="" type="checkbox"/> 15 FU395HHFAB    FS412HHFAB							
	<input type="checkbox"/> 15 FU395HHFWAB							
	<input checked="" type="checkbox"/> 20 FS412HHFAC							
	<input type="checkbox"/> 20 FS412HHFWAC							
	<input checked="" type="checkbox"/> 25 FU395HHFAD    FS412HHFAD							

# FILBLOC® 90

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL




⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5 USP 4/0	2 3/0	3 2/0	3,5 0	4 1	5 2
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta <input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incolore   26	<input type="checkbox"/>  		FU395HHFWAD				
	<input checked="" type="checkbox"/>  		FU395HHFAE				
	<input checked="" type="checkbox"/>  		FS412HHFAH				
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed Incolore, Incolore   27 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	<input type="checkbox"/>  		FS797HHFWAB				
	<input type="checkbox"/>  		FS797HHFWAD				
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta   30	<input checked="" type="checkbox"/>  		FU246HHFAC	FS248HHFAC			
	<input checked="" type="checkbox"/>  		FU246HHFAD				
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta   37 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	<input checked="" type="checkbox"/>  			FS464HHFAE			


# FILBLOC® 90

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM



FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



⊙ 5/8 C. CILINDRICO • TAPER 5/8 C. • RONDE 5/8 C. • CILÍNDRICA 5/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   <b>27</b> Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■  15			FU429HHFAB				
	■  20			FU429HHFAC				
	■  25			FU429HHFAD				
	■  30			FU429HHFAE				

▼ 1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Viola, Violet, Violet, Violeta   <b>17</b>	■  15			FU978HHFAB				
■ Viola, Violet, Violet, Violeta □ Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro   <b>26</b>	■  15			FU968HHFAB				
	■  25			FU968HHFAD				
	□  25				FS979HHFWAD			






# FILBLOC® 90


SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL





## ▼ 3/8 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 3/8 C. • TRIANGULAIRE 3/8 C. • TRIANGULAR 3/8 C.


AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro   19	<input type="checkbox"/>   45			FU530HHFWAH				
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta <input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro	<input type="checkbox"/>   20	FV533HHFWAC						
 24	<input type="checkbox"/>   25			FU534HHFWAD				
	<input checked="" type="checkbox"/>   30			FU534HHFAE	FS540HHFAE			
	<input type="checkbox"/>   45			FU534HHFWAH				



### ⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta <input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  17	<input type="checkbox"/> 30				FS77CKHFWAE			
	<input checked="" type="checkbox"/> 32				FS77CKHFAX			
	<input type="checkbox"/> 35		FU400KHFWAF	FS77CKHFWAF				
	<input type="checkbox"/> 45				FS77CKHFVAH			
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta <input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  26	<input checked="" type="checkbox"/> 30		FU395KHFAE	FS412KHFAE				
	<input type="checkbox"/> 30				FS412KHFVAE			
	<input type="checkbox"/> 35				FS412KHFVAF			

### ⊙ 3/8 C. CILINDRICO • TAPER 3/8 C. • RONDE 3/8 C. • CILÍNDRICA 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incoloro  18	<input type="checkbox"/> 30			FU991KHFVAE				
	<input type="checkbox"/> 60			FU991KHFVAM				

# FILBLOC® 90

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



## ⊙ 5/8 C. CILINDRICO • TAPER 5/8 C. • RONDE 5/8 C. • CILÍNDRICA 5/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta   27 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	<input checked="" type="checkbox"/> 32 FS430KHFAK						
	<input checked="" type="checkbox"/> 50 FU066KHFAI						

## ▼ 1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta   17	<input checked="" type="checkbox"/> 35 FU978KHFAF						
	<input checked="" type="checkbox"/> 45 FU978KHFAH						
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incolore   26	<input type="checkbox"/> 30 FR231KHFVAE						
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta   36	<input checked="" type="checkbox"/> 60 FQ07EKHFAM						

# FILBLOC® 90

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



## 3/8 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 3/8 C. • DIAMANT 3/8 C. • TAPER-CUTTING 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta <input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incolore   18	<input checked="" type="checkbox"/> 10			FU850KHFAA				
	<input type="checkbox"/> 15			FU850KHFVAB				
	<input type="checkbox"/> 25			FU850KHFVAD				
	<input checked="" type="checkbox"/> 30			FU850KHFAE				
	<input type="checkbox"/> 30			FU850KHFVAE				
	<input checked="" type="checkbox"/> 60			FU850KHFAM	FS04GKHFAM			
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta <input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incolore   26	<input checked="" type="checkbox"/> 25				FS05GKHFAD			
	<input checked="" type="checkbox"/> 30					FR06GKHFAE		
	<input type="checkbox"/> 60				FS05GKHFVAM			
	<input type="checkbox"/> 75			FU847KHFWAQ				

## 3/8 C. TRIANGOLARE PUNTA DI PRECISIONE • PRECISION TIP CUTTING EDGE 3/8 C. STYLET 3/8 C. • PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incolore   19	<input type="checkbox"/> 60			FU38EKHFVAM				

 **FILBLOC® 90**

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE

FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL


 ▼ **3/8 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 3/8 C. • TRIANGULAIRE 3/8 C. • TRIANGULAR 3/8 C.**

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incolore   12	<input type="checkbox"/>   30	FV524KHFVAE					
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incolore   19	<input type="checkbox"/>   15		FU530KHFVAB				
	<input type="checkbox"/>   30		FU530KHFVAE	FS108KHFVAE			
	<input type="checkbox"/>   60		FU530KHFVAM				
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incolore   24	<input type="checkbox"/>   60		FU534KHFVAM				
<input checked="" type="checkbox"/> Viola, Violet, Violet, Violeta <input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incolore   26	<input checked="" type="checkbox"/>   15			FS886KHAB			
	<input type="checkbox"/>   30			FS886KHFVAE			
	<input type="checkbox"/>   60			FS886KHFVAM			





# FILBLOC® PERMANENT



## MOLECOLA

Polipropilene

## TIPO DI FILO

Sutura sintetica monofilamento  
Non assorbibile dentellata

## COLORE

Blu  
(C.I. 74160 ftalocianina)

## DIAMETRI ED AGHI STANDARD

EP da 1,5 a 5;  
USP da 4/0 a 2.  
Filbloc® Permanent viene  
assemblato con aghi  
atraumatici in acciaio inox  
AISI 300 o AISI 400

## INDICAZIONI

Nei tessuti a cicatrizzazione  
lenta e dove sia richiesta una  
sutura non assorbibile



## COMPOSITION

Polypropylene

## DESCRIPTION

Synthetic non-absorbable  
monofilament barbed suture

## COLOUR

Blue  
(C.I. 74160 phthalocyanine)

## SIZES AND STANDARD NEEDLES

EP from 1,5 to 5;  
USP from 4/0 to 2.  
Filbloc® Permanent is  
attached to AISI 300 or AISI  
400 stainless steel atraumatic  
needles

## INDICATIONS

When it is necessary to suture  
slow healing tissues or tissues  
requiring a non absorbable  
suture



## MOLÉCULE

Polypropylène

## TYPE DE FIL

Ligature chirurgicale de type  
monofilament crantée,  
non résorbable

## COULEUR

Bleu  
Ftalocianine (C.I. 74160)

## DIAMÈTRE ET AIGUILLES STANDARD

EP de 1,5 à 5;  
USP de 4/0 à 2.  
Le Filbloc® permanent est  
assemblé avec des aiguilles  
atraumatiques en acier inox.  
AISI 400 ou AISI 300 de formes  
et de dimensions variables

## INDICATIONS

D'une façon générale, Filbloc®  
Permanent sera utilisé pour  
suturer ou ligaturer des tissus  
à lente cicatrisation ou lorsque  
l'emploi d'une ligature non-  
résorbable est nécessaire



## MOLÉCULA

Polipropileno

## TIPO DE HILO

Sutura sintética dentada  
no absorbable,  
monofilamento

## COLOR

Azul  
(C.I. 74160 ftalocianina)

## DIÁMETRO Y AGUJAS ESTÁNDAR

EP de 1,5 a 5;  
USP de 4/0 a 2.  
La sutura Filbloc® Permanent  
se presenta montada con  
agujas atraumáticas de acero  
inoxidable.  
AISI 400 o AISI 300

## INDICACIONES

Para tejidos de lenta  
cicatrización  
o que necesiten una sutura  
no absorbible




















# FILBLOC® PERMANENT

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL




© 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.








AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Blu, Blue, Bleu, Azul   17	■   15			PU400HHAB				
	■   20			PU400HHAC	PS77CHHAC			
■ Blu, Blue, Bleu, Azul   22	■   10			PU397HHAA	PS118HHAA			
	■   15			PU397HHAB				
■ Blu, Blue, Bleu, Azul   25	■   15			PU915HHAB				
	■   20			PU915HHAC				
	■   25			PU915HHAD				
■ Blu, Blue, Bleu, Azul   26	■   15			PU395HHAB	PS412HHAB	PR438HHAB		
	■   30			PU395HHAE	PS412HHAE			
	■   45				PS412HHAH			

# FILBLOC® PERMANENT







SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM  
 FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.


AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Blu, Blue, Bleu, Azul   27 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■   20					PR801HHAC		
	■   45					PR801HHAH		
■ Blu, Blue, Bleu, Azul   30	■   15				PS248HHAB			
■ Blu, Blue, Bleu, Azul   36 Rinforzato - Heavy Renforcée - Reforzada	■   45				PS423HHAH	PR465HHAH	PQ467HHAH	

▼ 1/2 C. TAPER-CUTTING • TAPER-CUTTING 1/2 C. • DIAMANT 1/2 C. • TAPER-CUTTING 1/2 C.



AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Blu, Blue, Bleu, Azul   26	■   15			PU968HHAB	PS979HHAB			
	■   25				PS979HHAD			
	■   45				PS979HHAH			
■ Blu, Blue, Bleu, Azul   36	■   15					PQ07EHHAB		

# FILBLOC® PERMANENT



SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM  
 FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



## ▼ 3/8 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 3/8 C. • TRIANGULAIRE 3/8 C. • TRIANGULAR 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Blu, Blue, Bleu, Azul   19	■   25	PV516HHAD					

## ▼ 3/8 C. TRIANGOLARE CON PUNTA DI PRECISIONE • PRECISION TIP CUTTING EDGE 3/8 C. STYLET 3/8 C. • PUNTA DE PRECIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.


AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO					
		EP 1,5	2	3	3,5	4	5
		USP 4/0	3/0	2/0	0	1	2
■ Blu, Blue, Bleu, Azul   24	■   30	PV523HHAE					







# FILBLOC® PERMANENT

SUTURA BIDIREZIONALE • TWO WAY SUTURE



FIL DE SUTURE BIDIRECTIONNEL • SUTURA BI-DIRECCIONAL



⊙ 1/2 C. CILINDRICO • TAPER 1/2 C. • RONDE 1/2 C. • CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incolore   26	<input type="checkbox"/>   30						PQ834KHWAE	
<input type="checkbox"/> Non colorato, Undyed, Incolore, Incolore   36	<input type="checkbox"/>   50						PQ467KHWAI	

▼ 3/8 C. TRIANGOLARE • CUTTING EDGE 3/8 C. • TRIANGULAIRE 3/8 C. • TRIANGULAR 3/8 C.

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO						
		EP	1,5	2	3	3,5	4	5
		USP	4/0	3/0	2/0	0	1	2
<input checked="" type="checkbox"/> Blu, Blue, Bleu, Azul   19	<input checked="" type="checkbox"/>   25		PV516KHAD					

---

# FILBLOC® FOR ENDO 360°



## FILBLOC®


SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL

180 - 210




© ENDO 360°

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO	
		EP	3
 22 Endo 360°	10	2	3
	15	3/0	2/0
	20	FU061HHAC	FS028HHAC


## FILBLOC® PERMANENT

SUTURA CON BLOCCO FINALE • SUTURE WITH FINAL LOCK SYSTEM

FIL DE SUTURE MUNI D'UN ARRÊTOIR • SUTURA CON BLOQUEO FINAL



© ENDO 360°

AGO - NEEDLE AIGUILLE - AGUJA (mm)	FILO - THREAD FIL - HILO (cm)	CODICE - CODE - RÉFÉRENCE - CÓDIGO	
		EP	3
 22 Endo 360°	20	2	3
		3/0	2/0



**STRUMENTO PLURIUSO PER SUTURE  
LAPAROSCOPICHE**  
**REUSABLE LAPAROSCOPIC SUTURING DEVICE**  
**DISPOSITIF RÉUTILISABLE POUR SUTURE  
LAPAROSCOPIQUE**  
**DISPOSITIVOS REUTILIZABLES PARA SUTURAS  
LAPAROSCÓPICAS**

<b>CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO</b>	<b>DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN</b>
<b>ECDS - 01</b>	Lunghezza corta per Uroginecologia e altre procedure che utilizzano orifici naturali (222 mm) Shorter length for Urogynaecology and natural orifice procedures (222 mm) Plus court pour les procédures en urogynécologie et dans un orifice naturel (222 mm) Longitud corta para cirugía urogenital y otras aplicaciones en orificios naturales (222 mm)
<b>ECDL - 01</b>	Lunghezza Standard per Chirurgia Laparoscopica (374 mm) Standard Laparoscopic length (374 mm) Longueur laparoscopique standard (374 mm) Longitud Standard para cirugía laparoscópica (374 mm)
<b>ECDX - 01</b>	Lunghezza extra per procedure di Chirurgia Bariatrica e Single-Port (449 mm) Longer length for Bariatric and Single-Port (449 mm) Plus long pour les procédures bariatriques et à port unique (449 mm) Longitud para cirugía bariátrica y aplicaciones Single-Port (449 mm)



**ENDO 360° VASSOI STRUMENTO**  
**ENDO 360° INSTRUMENT TRAYS**  
**PLATEAUX D'INSTRUMENTS ENDO 360°**  
**ENDO 360° BANDEJAS**

<b>CODICE - CODE RÉFÉRENCE - CÓDIGO</b>	<b>DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESCRIPTION - DESCRIPCIÓN</b>
<b>ECDT - 00</b>	Vassoio capienza per un dispositivo (varie lunghezze) Tray for one device (various lengths) Plateau pour un dispositif (différentes longueurs) Bandeja para un dispositivo (varias longitudes)
<b>ECDT - 01</b>	Vassoio capienza per due dispositivi (varie lunghezze) Tray for two devices (various lengths) Plateau pour deux dispositifs (différentes longueurs) Bandeja para dos dispositivos (varias longitudes)



*More than surgery*

## Italia

### Stabilimento di Produzione

Zona Industriale  
67062 Magliano dei Marsi (AQ), Italy  
Tel.+39 0863 517956/515000  
Fax +39 0863 570084/515209

### Sede Legale

Via G. Gregoraci, n.12  
00173 Roma  
Tel. +39 06 72677348  
Fax +39 06 72675380

## France

86-114 Avenue Louis Roche  
Batiment D Hall-3 92230  
Gennevilliers  
Tel. +33 147985294  
Fax +33 147985892

## España

Poligono Ind. Mutilva Baja  
Calle V, n.16 - 31192  
Mutilva Baja  
Tel. +34 948122274  
Fax. +34 948120842

## Germany

Prager Strasse 34  
04317 Leipzig

## UK

Unit 12a Barncliffe Mills  
Shelley HD8 8LU Huddersfield  
Tel. +44 1484602222  
Fax +44 1484602280

## Usa

55 NE 5th Avenue, Suite 501  
33432 - 4093 Boca Raton FL  
United States

## Russian Federation

c/o Studio Marzona  
Rozhdestvenskiy B-r 10 Bld. 7  
107031 Moscow  
Tel/Fax +7 962 9862804

## Brasil

Rua Professor Alfredo Gomes, 14 CEP  
22551-080  
Botafogo Rio De Janeiro (RJ)  
Tel.: 0055 21 22661943  
Fax: 0055 21 22663539

## Algerie

Zone D'Activité Dar El Beida  
Lot n° 66, Bt 12  
Alger

## Tunisie

Rue 7316 Villa n°5 - El Menzah 9B  
1013 Tunis- Tunisie  
Tel.: 00216 71875740  
Fax: 00216 71880541

## Maroc

Résidence Azhar, 24,  
Rue Jalal Eddine Essayauti,  
Rez De Chaussée n°2  
20100 Casablanca, Maroc

[www.assuteurope.com](http://www.assuteurope.com)

[info@assuteurope.com](mailto:info@assuteurope.com)

