



**ASSUT EUROPE**

SUTURE CHIRURGICHE



*More than surgery*








# GLICOFIL® LAC fast





 Sutura sintetica intrecciata e rivestita a rapido assorbimento (42 giorni)

 Braided and coated synthetic suture short term absorption (42 days)

 Sutura sintética trenzada y recubierta de absorción rápida (42 días)



- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 |  GLICOFIL®Lac Fast | 6 |  MONOFIL®Fast           |
| 2 |  GLICOFIL®Lac      | 7 |  MONOFIL®               |
| 3 |  ASSUFIL®Fast      | 8 |  ASSUFIL® monofilamento |
| 4 |  ASSUFIL®          | 9 |  FILBLOC®               |
| 5 |  ASSUFIL® PLUS     |   |  |



# GLICOFIL® LAC fast



<b>MOLECOLA</b>	PGLA Copolimero di glicolide (90%) e lattide (10%).
<b>TIPO DI FILO</b>	Sutura sintetica assorbibile intrecciata e rivestita a rapido assorbimento.
<b>COLORE</b>	Viola (D&C Violet n.2 = C.I. 60725) o non colorato.
<b>DIAMETRI ED AGHI STANDARD</b>	Diametri EP da 0,7 a 4; USP da 6/0 a 1; Il Glicofil Lac fast viene assemblato con aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300, o AISI 400.
<b>RESISTENZA TENSILE</b>	Dopo 5 gg dall'impianto residua ~ 50% della resistenza tensile, dopo 14 gg residua ~ 0% della resistenza tensile.
<b>ASSORBIMENTO</b>	Completo entro il 42° giorno dall'impianto
<b>INDICAZIONI</b>	Nella riapprossimazione dei tessuti molli e/o dove sia richiesto un assorbimento rapido della sutura.












<b>COMPOSITION</b>	PGLA Co-polymer of glycolide (90%) and lactide (10%).
<b>DESCRIPTION</b>	Braided and coated synthetic short term absorption suture.
<b>COLOUR</b>	Violet (D&C Violet n.2 = C.I. 60725) or undyed
<b>SIZES AND STANDARD NEEDLES</b>	EP from 0,7 to 4; USP from 6/0 to 1. Glicofil Lac fast is attached to AISI 300 or AISI 400 stainless steel atraumatic needles..
<b>TENSILE STRENGTH</b>	After 5 days from implant ~ 50% of the tensile strenght remains, after 14 days ~ 0%.
<b>ABSORPTION</b>	Complete within 42 days.
<b>INDICATIONS</b>	In soft tissues approximation, where a fast absorption of the suture is required. For instance circumcisions, skin wounds and oral mucosa membrane.



<b>MOLÉCULA</b>	PGLA Copolimero de glicolide (90%) y lactide (10%).
<b>TIPO DE HILO</b>	Sutura sintética absorbible trenzada y recubierta de absorción rápida.
<b>COLOR</b>	Violeta (D&C Violet n 2 = C.I. 60725) o incoloro.
<b>DIÁMETRO Y AGUJAS</b>	Diámetro EP de 0,7 a 4; diámetro USP de 6/0 a 1; La sutura Glicofil Lac fast se presenta montada en agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 300 O AISI 400; también se monta en agujas de desenganche rápido, lo cual se realiza con un simple movimiento del porta-agujas.
<b>FUERZA TENSIL</b>	Después de 5 días de implantación mantiene ~ 50% de la resistencia ténsil, después de 14 días ~ 0% de la resistencia ténsil.
<b>ABSORCIÓN</b>	La reabsorción completa del material se produce a los 42 días.
<b>INDICACIONES</b>	En cirugía general, torácica, ortopédica, ginecología, neurología, en la aproximación de los tejidos blandos y donde se necesite una sutura quirúrgica absorbible.



## 1/2 C. CILINDRICO - TAPER 1/2 C. - CILINDRICA 1/2 C.


AGO NEEDLE AGUJA mm	CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS - CARACTERISTICAS	FILO THREAD HILO x cm	USP	EP	CODICE CODE CODIGO	BUSTE PACKS SOBRES
17,4 	Non colorato - Undyed - Incolore	75	5 - 0	1	<b>FX374LR</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	4 - 0	1,5	<b>FW375LR</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3 - 0	2	<b>FV373LR</b>	36
21,8 	Non colorato - Undyed - Incolore	75	4 - 0	1,5	<b>FW371LR</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3 - 0	2	<b>FV389LR</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2 - 0	3	<b>FU397LR</b>	36
25,9 	Non colorato - Undyed - Incolore	75	4 - 0	1,5	<b>FW378LR</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3 - 0	2	<b>FV386LR</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2 - 0	3	<b>FU395LR</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	0	3,5	<b>FS412LR</b>	36
26,7  rinforzato - heavy - reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2 - 0	3	<b>FU799LR</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	0	3,5	<b>FS797LR</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	1	4	<b>FR801LR</b>	36
31,1 	Non colorato - Undyed - Incolore	90	2 - 0	3	<b>FU246LR</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	0	3,5	<b>FS248LR</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	1	4	<b>FR249LR</b>	36
36,4 	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3 - 0	2	<b>FV391LR</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2 - 0	3	<b>FU401LR</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	0	3,5	<b>FS423LR</b>	36
36,4  rinforzato - heavy - reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	90	2 - 0	3	<b>FU440LR</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	0	3,5	<b>FS464LR</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	1	4	<b>FR465LR</b>	36
39,9  rinforzato - heavy - reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	90	0	3,5	<b>FS445LR</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	1	4	<b>FR458LR</b>	36
48  rinforzato - heavy - reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	90	0	3,5	<b>FS414LR</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	1	4	<b>FR479LR</b>	36

## 1/2 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 1/2 C. - TRIANGULAR 1/2 C.



39,9  rinforzato - heavy - reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	90	1	4	<b>FR579LR</b>	36
--	----------------------------------	----	---	---	----------------	----



## ▼ 1/2 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 1/2 C. - TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA mm	CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS - CARACTERISTICAS	FILO THREAD HILO x cm	USP	EP	CODICE CODE CODIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 36,4	Non colorato - Undyed - Incolore	90	2 - 0	3	<b>FU774LR</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	0	3,5	<b>FS782LR</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	1	4	<b>FR783LR</b>	36

## ▼ 3/8 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR 3/8 C.

 13,1	Non colorato - Undyed - Incolore	45	4 - 0	1,5	<b>FW518LR</b>	36
 16,2	Non colorato - Undyed - Incolore	75	4 - 0	1,5	<b>FW500LR</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3 - 0	2	<b>FV528LR</b>	36
 18,7	Non colorato - Undyed - Incolore	75	4 - 0	1,5	<b>FW515LR</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3 - 0	2	<b>FV516LR</b>	36
 24,3	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3 - 0	2	<b>FV533LR</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2 - 0	3	<b>FU534LR</b>	36
 29,9	Non colorato - Undyed - Incolore	90	0	3,5	<b>FS552LR</b>	36

## ▼ 3/8 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 3/8 C. - TAPER-CUTTING 3/8 C.

 17,4	Non colorato - Undyed - Incolore	75	4 - 0	1,5	<b>FW760LR</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3 - 0	2	<b>FV766LR</b>	36

## ▼ 3/8 C. TRIANG. PUNTA DI PRECISIONE - PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C. - PUNTA DE PRECISION CON CORTE EXTERNO 3/8 C.

 11,2	Non colorato - Undyed - Incolore	45	6 - 0	0,7	<b>FY484LR</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	5 - 0	1	<b>FX487LR</b>	36
 12,9	Non colorato - Undyed - Incolore	45	5 - 0	1	<b>FX489LR</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	4 - 0	1,5	<b>FW492LR</b>	36
 18,7	Non colorato - Undyed - Incolore	45	4 - 0	1,5	<b>FW812LR</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	3 - 0	2	<b>FV526LR</b>	36
 24,3	Non colorato - Undyed - Incolore	45	3 - 0	2	<b>FV523LR</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	2 - 0	3	<b>FU871LR</b>	36

## ○ 5/8 C. CILINDRICO - TAPER 5/8 C. - CILINDRICA 5/8 C.

 36,2 rinforzato - heavy - reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2 - 0	3	<b>FU432LR</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	0	3,5	<b>FS433LR</b>	36



## 5/8 C. CILINDRICO - TAPER 5/8 C. - CILINDRICA 5/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA mm	CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS - CARACTERISTICAS	FILO THREAD HILO x cm	USP	EP	CODICE CODE CODIGO	BUSTE PACKS SOBRES
39,9 	Non colorato - Undyed - Incolore	75	0	3,5	FS447LR	36
rinforzato - heavy - reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	75	1	4	FR446LR	36



## ▼ RETTO TRIANGOLARE - STRAIGHT CUTTING EDGE - TRIANGOLAR RECTA

50,8 	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3 - 0	2	FV544LR	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2 - 0	3	FU545LR	36



## FILE PRETAGLIATI - PRE-CUT THREADS - HEBRAS SIN AGUJA

FILE PRETAGLIATI PRE-CUT THREADS HEBRAS SIN AGUJA	CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS - CARACTERISTICAS	FILO THREAD HILO x cm	USP	EP	CODICE CODE CODIGO	BUSTE PACKS SOBRES
	Non colorato - Undyed - Incolore	3 x 45	4 - 0	1,5	FWPLR	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	3 x 45	3 - 0	2	FVPLR	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	3 x 45	2 - 0	3	FUPLR	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	3 x 45	0	3,5	FSPLR	36

## FILE LIBERI - NON NEEDED THREADS - HEBRAS SIN AGUJA

	Non colorato - Undyed - Incolore/Bobina - Spool - Bobina	150	4 - 0	1,5	FWBILR	12
	Non colorato - Undyed - Incolore/Bobina - Spool - Bobina	150	3 - 0	2	FVBILR	12
	Non colorato - Undyed - Incolore/Bobina - Spool - Bobina	150	2 - 0	3	FUBILR	12
	Non colorato - Undyed - Incolore/Bobina - Spool - Bobina	150	0	3,5	FSBILR	12
	Non colorato - Undyed - Incolore/Bobina - Spool - Bobina	150	1	4	FRBILR	12
	Non colorato - Undyed - Incolore/Bobina - Spool - Bobina	250	4 - 0	1,5	FWLR	12
	Non colorato - Undyed - Incolore/Bobina - Spool - Bobina	250	3 - 0	2	FVLR	12
	Non colorato - Undyed - Incolore/Bobina - Spool - Bobina	250	2 - 0	3	FULR	12
	Non colorato - Undyed - Incolore/Bobina - Spool - Bobina	250	0	3,5	FSLR	12
	Non colorato - Undyed - Incolore/Bobina - Spool - Bobina	250	1	4	FRLR	12

## KIT PER EPISIORRAFIA - EPISIOTOMY REPAIR - KIT PARA EPISIOTOMIA

24,3 	3/8 C. Triangolare - Cutting edge 3/8 C. - Triangular 3/8 C. Non colorato - Undyed - Incolore	70	2 - 0	3	KEP001LR	12
39,9 	1/2 C. Taper cutting - Taper cutting 1/2 C. - Taper cutting 1/2 C. Non colorato - Undyed - Incolore	2 x 90	0	3,5		