


SORBIMESH®

Protesi sintetica semi assorbibile | Semi-absorbable synthetic mesh | Prótesis sintética semi absorbible



Descrizione

Sorbimesh® è una rete semi-assorbibile realizzata con un intreccio di monofilamento sintetico assorbibile di poli (glicolide-co-ε-caprolattone), non colorato o di colore viola e da un monofilamento sintetico non assorbibile di polipropilene, non colorato.

Indicazioni d'uso

La Sorbimesh® è indicata per la riparazione di difetti della parete addominale e toracica che richiedano un sostegno mediante materiale di rinforzo o di riempimento interstiziale; può essere adattata a diversi tipi di ernioplastica.

Caratteristiche tecniche

- Densità della rete totale: ≤ 90 g/m²
- Contenuto di polipropilene ≤ 30 g/m²
- Spessore: 500 ± 50 μ m
- Dimensione pori: $2,5 \pm 1,0$ mm

Vantaggi

- Dopo 110 giorni dall'impianto residua solamente una rete a bassa densità (30 g/m²)
- Eccellente flessibilità
- Ottima maneggevolezza
- Completo assorbimento del poli (glicolide-co-ε-caprolattone) tra i 90 ed i 110 giorni
- Riduce la possibilità di infiammazione
- La maglia a pori larghi migliora la formazione di tessuto connettivo



Description

Sorbimesh® is a semi-absorbable mesh braided with absorbable synthetic monofilament of poly (glycolide-co-ε-caprolactone) undyed or purple and a non-absorbable synthetic monofilament of polypropylene, undyed.

Indications

Sorbimesh® is indicated for the repair of abdominal and thoracic wall defects requiring support by means of reinforcement or interstitial filling material it can be adapted to different types of hernioplasty.

Technical features

- Total density of the mesh: ≤ 90 g/m²
- Content of Polypropylene ≤ 30 g/m²
- Thickness: 500 ± 50 μ m
- Pores diameter: $2.5 \pm 1,0$ mm

Advantages

- After 110 days from the implant only a low-density mesh remains (30 g/m²)
- Excellent flexibility
- Excellent handling
- Complete absorption of poly (glycolide-co-ε-caprolactone) between 90 and 110 days
- Reduces the possibility of inflammation
- The wide pore mesh improves the formation of connective tissue



Descripción

Sorbimesh® es una prótesis semi-absorbible de un monofilamento compuesto de poli (glicólico-co-ε-caprolactona) de color violeta y un monofilamento de polipropileno incoloro.

Indicaciones

Sorbimesh® está indicada para la reparación de defectos de la pared abdominal y torácica que requieren soporte con material de refuerzo o relleno intersticial; puede adaptarse a diferentes tipos de hernioplastia.

Características técnicas

- Densidad total de la malla: ≤ 90 g/m²
- Contenido de polipropileno ≤ 30 g/m²
- Espesor: 500 ± 50 μ m
- Tamaño de los poros: $2,5 \pm 1,0$ mm

Ventajas


- Transcurridos 110 días desde su implantación resta una malla de baja densidad (30 g/m²)
- Excelente flexibilidad antes y después de la absorción y excelente manejo
- Completa absorción del poli (glicolide-co-ε-caprolactona) entre los días 90 a 110
- Reduce la posibilidad de inflamación
- La malla de poro grande contribuye a una mayor formación de tejido conectivo

Protesi sintetica semi assorbibile | Semi-absorbable synthetic mesh | Prótesis sintética semi absorbible


CODICE - CODE - CÓDIGO	MISURA - SIZE - MEDIDA (CM)	CONFEZIONE - PACKAGING - CAJA
SM0611	Sorbimesh 6x11 cm	1
SM1012	Sorbimesh 10x12 cm	1
SM1015	Sorbimesh 10x15 cm	1
SM1515	Sorbimesh 15x15 cm	1
SM1520	Sorbimesh 15x20 cm	1
SM2025	Sorbimesh 20x25 cm	1
SM2030	Sorbimesh 20x30 cm	1
SM3030	Sorbimesh 30x30 cm	1



CODICE - CODE - CÓDIGO	MISURA - SIZE - MEDIDA (CM)	CONFEZIONE - PACKAGING - CAJA
SM03V	Plug volumetrico - altezza 2,7 cm, Ø 2,5 cm Volumetric Plug - height 2,7 cm, Ø 2,5 cm Plug Volumétrico - altura 2,7 cm, Ø 2,5 cm	1
SM05V	Plug volumetrico - altezza 3,4 cm, Ø 3,7 cm Volumetric Plug - height 3,4 cm, Ø 3,7 cm Plug Volumétrico - altura 3,4 cm, Ø 3,7 cm	1
SM07V	Plug volumetrico - altezza 4,6 cm, Ø 4,3 cm Volumetric Plug - height 4,6 cm, Ø 4,3 cm Plug Volumétrico - altura 4,6 cm, Ø 4,3 cm	1
SM09V	Plug volumetrico - altezza 5 cm, Ø 4,5 cm Volumetric Plug - height 5 cm, Ø 4,5 cm Plug Volumétrico - altura 5 cm, Ø 4,5 cm	1



CODICE - CODE - CÓDIGO	MISURA - SIZE - MEDIDA (CM)	CONFEZIONE - PACKAGING - CAJA
SM0611V03	Sorbimesh 6x11 cm & Plug volumetrico - altezza 2,7 cm, Ø 2,5 cm Sorbimesh 6x11 cm & Volumetric Plug - height 2,7 cm, Ø 2,5 cm Sorbimesh 6x11 cm & Plug Volumétrico - altura 2,7 cm, Ø 2,5 cm	1
SM0611V05	Sorbimesh 6x11 cm & Plug volumetrico - altezza 3,4 cm, Ø 3,7 cm Sorbimesh 6x11 cm & Volumetric Plug - height 3,4 cm, Ø 3,7 cm Sorbimesh 6x11 cm & Plug Volumétrico - altura 3,4 cm, Ø 3,7 cm	1
SM0611V07	Sorbimesh 6x11 cm & Plug volumetrico - altezza 4,6 cm, Ø 4,3 cm Sorbimesh 6x11 cm & Volumetric Plug - height 4,6 cm, Ø 4,3 cm Sorbimesh 6x11 cm & Plug Volumétrico - altura 4,6 cm, Ø 4,3 cm	1
SM0611V09	Sorbimesh 6x11 cm & Plug volumetrico - altezza 5,0 cm, Ø 4,5 cm Sorbimesh 6x11 cm & Volumetric Plug - height 5,0 cm, Ø 4,5 cm Sorbimesh 6x11 cm & Plug Volumétrico - altura 5,0 cm, Ø 4,5 cm	1