



**ASSUT EUROPE**

SUTURE CHIRURGICHE



*More than surgery*





# MONOFIL fast®



 Sutura sintetica monofilamento a rapido assorbimento (50-60 giorni)

 Synthetic monofilament suture short term absorption (50 - 60 days)

 Sutura sintética monofilamento de absorción rápida (50 - 60 días)



# MONOFIL® fast



<b>MOLECOLA</b>	Poli (glicolide-co-ε-caprolattone).
<b>TIPO DI FILO</b>	Sutura sintetica assorbibile monofilamento a rapido assorbimento.
<b>COLORE</b>	Non colorato.
<b>DIAMETRI ED AGHI STANDARD</b>	Diametri EP da 0,5 a 5; USP da 7/0 a 2; Il Monofil fast viene assemblato con aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300 o AISI 400.
<b>RESISTENZA TENSILE</b>	Dopo 5 gg dall'impianto permane ~ 48-55% della resistenza tensile, dopo 10 gg ~ 25% della resistenza tensile, dopo 20 gg ~ 2% della resistenza tensile.
<b>ASSORBIMENTO</b>	Completo entro il 50-60 giorni dall'impianto
<b>INDICAZIONI</b>	Nella riapprossimazione dei tessuti molli e/o dove sia richiesto un assorbimento rapido della sutura.











<b>COMPOSITION</b>	Poli (glicolide-co-ε-caprolactone).
<b>DESCRIPTION</b>	Synthetic monofilament short term absorption suture.
<b>COLOUR</b>	Undyed.
<b>SIZES AND STANDARD NEEDLES</b>	EP from 0,5 to 5; USP from 7/0 to 2. Monofil fast is attached to AISI 300 or AISI 400 stainless steel atraumatic needles.
<b>TENSILE STRENGTH</b>	After 5 days from implant ~ 48-55% of the tensile strength remains, after 10 days ~ 25%, after 20 days ~ 2%.
<b>ABSORPTION</b>	Complete within 50-60 days.
<b>INDICATIONS</b>	In soft tissues approximation, where a fast absorption of the suture is required.




<b>MOLÉCULA</b>	Poli (glicolide-co-ε-caprolactona).
<b>TIPO DE HILO</b>	Sutura sintética absorbible monofilamento de absorción rápida.
<b>COLOR</b>	Incoloro.
<b>DIÁMETRO Y AGUJAS</b>	Diámetro EP de 0,5 a 5; USP de 7/0 a 2; El Monofil fast se presenta montada con agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 300 o AISI 400.
<b>FUERZA TENSIL</b>	Después de 5 días de implantación mantiene ~ 48-55% de la fuerza tensil, ~ 25% después de 10 días, ~ 2% después de 21 días.
<b>ABSORCIÓN</b>	Completa a los 50-60 días de la implantación
<b>INDICACIONES</b>	En la aproximación de los tejidos blandos y donde se necesite una absorción rápida de la sutura.



## 1/2 C. CILINDRICO - TAPER 1/2 C. - CILINDRICA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA mm	CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS CARACTERISTICAS	FILO THREAD HILO x cm	USP	EP	CODICE CODE CODIGO	BUSTE PACKS SOBRES
17,4 	Non colorato - Undyed - Incolore	75	4 - 0	1,5	<b>FW375Q</b>	36
21,8 	Non colorato - Undyed - Incolore	45	3 - 0	2	<b>FV389Q</b>	36
25,9 	Non colorato - Undyed - Incolore	75	4 - 0	1,5	<b>FW378Q</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3 - 0	2	<b>FV386Q</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2 - 0	3	<b>FU395Q</b>	36
26,7  rinforzato - heavy - reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3 - 0	2	<b>FV802Q</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2 - 0	3	<b>FU799Q</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	0	3,5	<b>FS797Q</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	1	4	<b>FR801Q</b>	36
31,1 	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2 - 0	3	<b>FU246Q</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	0	3,5	<b>FS248Q</b>	36
36,4  rinforzato - heavy - reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	90	3 - 0	2	<b>FV798Q</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	2 - 0	3	<b>FU440Q</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	0	3,5	<b>FS464Q</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	1	4	<b>FR465Q</b>	36
39,9  rinforzato - heavy - reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2 - 0	3	<b>FU800Q</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	0	3,5	<b>FS445Q</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	1	4	<b>FR458Q</b>	12
48  rinforzato - heavy - reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	90	0	3,5	<b>FS414Q</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	1	4	<b>FR479Q</b>	12

## 1/2 C. CILINDRICO PUNTA SMUSSA - ROUND BLUNT POINT 1/2 C. - CILINDRICA PUNTA ROMA 1/2 C.

64 	Non colorato - Undyed - Incolore	75	1	4	<b>FR887Q</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	0	3,5	<b>FS730Q</b>	36



## ▼ 3/8 C. TRIANG. PUNTA DI PRECISIONE - PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C. - PUNTA DE PRECISION CON CORTE ESTERNO 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA mm	CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS - CARACTERISTICAS	FILO THREAD HILO x cm	USP	EP	CODICE CODE CODIGO	BUSTE PACKS SOBRES
11,2 	Non colorato - Undyed - Incolore	45	6 - 0	0,7	<b>FY484Q</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	5 - 0	1	<b>FX487Q</b>	36
12,9 	Non colorato - Undyed - Incolore	45	6 - 0	0,7	<b>FY488Q</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	5 - 0	1	<b>FX489Q</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	4 - 0	1,5	<b>FW492Q</b>	36
18,7 	Non colorato - Undyed - Incolore	45	5 - 0	1	<b>FX505Q</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	4 - 0	1,5	<b>FW812Q</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3 - 0	2	<b>FV526Q</b>	36
24,3 	Non colorato - Undyed - Incolore	75	4 - 0	1,5	<b>FW522Q</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3 - 0	2	<b>FV523Q</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2 - 0	3	<b>FU871Q</b>	36

## ▼ 3/8 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR 3/8 C.

18,7 	Non colorato - Undyed - Incolore	75	4 - 0	1,5	<b>FW515Q</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3 - 0	2	<b>FV516Q</b>	36
24,3 	Non colorato - Undyed - Incolore	70	3 - 0	2	<b>FV533Q</b>	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	70	2 - 0	3	<b>FU534Q</b>	36

## ○ 5/8 C. CILINDRICO - TAPER 5/8 C. - CILINDRICA 5/8 C.

26,7  rinforzato - heavy - reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2 - 0	3	<b>FU429Q</b>	36
--	----------------------------------	----	-------	---	---------------	----

## FILI PRETAGLIATI - PRE-CUT THREADS - HEBRAS SIN AGUJA



FILI PRETAGLIATI PRE-CUT THREADS HEBRAS SIN AGUJA	CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS - CARACTERISTICAS	FILO THREAD HILO x cm	USP	EP	CODICE CODE CODIGO	BUSTE PACKS SOBRES
	Non colorato - Undyed - Incolore	6 x 45	2 - 0	3	<b>FUPQ</b>	12

## FILI LIBERI - NON NEEDED THREADS - HEBRAS SIN AGUJA

	Non colorato - Undyed - Incolore/Bobina - Spool - Bobina	150	3 - 0	2	<b>FVQ</b>	12
	Non colorato - Undyed - Incolore/Bobina - Spool - Bobina	150	2 - 0	3	<b>FUQ</b>	12
	Non colorato - Undyed - Incolore/Bobina - Spool - Bobina	150	0	3,5	<b>FSQ</b>	12



## KIT PER EPISIORRAFIA - EPISIOTOMY REPAIR - KIT PARA EPISIOTOMIA

AGO NEEDLE AGUJA mm	CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS - CARACTERISTICAS	FILO THREAD HILO x cm	USP	EP	CODICE CODE CODIGO	BUSTE PACKS SOBRES
24,3 	3/8 C. Triangolare Cutting edge 3/8 C. Triangular 3/8 C. Non colorato Undyed Incolore	70	2 - 0	3	<b>KEP001Q</b>	12
39,9  rinforzato - heavy - reforzada	1/2 C. Taper cutting Taper cutting 1/2 C. Taper cutting 1/2 C. Non colorato Undyed Incolore	2 x 90	0	3,5		