

THE EXCELLENCE OF MADE IN ASSUT EUROPE



 **ASSUT EUROPE** [®]
SUTURE CHIRURGICHE
More than surgery

CE0373

COMPANY PROFILE



Assut Europe S.p.A was founded in 1991 and is a leading Italian manufacturer of surgical sutures, that presently markets a comprehensive range of medical devices and biomedical systems worldwide. Our vision is based on the logic of total quality management and lean production and is targeted to our customer's satisfaction through an offer of certified and high quality products obtained from constant research and development activities for the continuous innovation serving different surgical specialties.

Over the years Assut Europe has expanded and diversified its product portfolio, addressing more specialized markets. The manufacturing plant, located in Magliano dei Marsi covers an area of over 10,000 square feet with state of the art equipment for the production of surgical sutures and medical devices, today it also boasts a research and development center. Assut Europe is an Italian company operating worldwide with sales offices located in Italy, France, Spain, UK, Russia, Brazil and USA.




Assut Europe S.p.A. fabricante italiano de suturas quirúrgicas desde 1991, está presente en todos los mercados internacionales a través de la comercialización de una amplia gama de dispositivos médicos y sistemas biomédicos. Nuestra visión se basa en la lógica de la Gestión de la Calidad Total y producción ajustada, y está dirigida a la satisfacción de nuestros clientes a través de una oferta de productos certificados con alta calidad obtenidos a partir de la constante investigación y desarrollo para la innovación continua al servicio de las diferentes especialidades quirúrgicas. Con los años Assut Europe S.p.A. se ha expandido y ha diversificado su cartera de productos, dirigiéndose a mercados más especializados. La planta de fabricación, ubicada en Magliano dei Marsi cuenta con una superficie de más de 10.000 metros cuadrados, dotada de sistemas y equipos de producción de alta tecnología para la fabricación de suturas quirúrgicas y dispositivos médicos y albergando en su interior un centro de investigación y desarrollo. Assut Europe es una empresa italiana que opera en todo el mundo a través de sus oficinas de ventas situadas en Francia, España, Inglaterra, Rusia, Bielorusia, América Latina y Estados Unidos.

SURGICAL SUTURES


FILBLOC® Knotless Suture




New generation of barbed suture with self-locking system available in different molecules, absorbable and non-absorbable, and available in different sizes: unidirectional with final lock system, two way double needle, two way with central lock, loop. Suitable for different surgical procedures where running suture technique is required. Functional, fast and safe. It does not require knots, it guarantees a high tightness with a constant stress distribution along the section of approximation of tissues.




● With final lock system
Con bloqueo final



● Loop
Lazo



● Two way with central lock
Bidireccional con bloque central



● Two way
Bidireccional



Sutura barbada de nueva generación autobloqueante disponible en varias moléculas, absorbible y no absorbible, disponible en diferentes tamaños: monodireccional con bloqueo final, bidireccional doble aguja, bidireccional con bloque central, lazo. Puede ser utilizada en diferentes procedimientos quirúrgicos en los que se requiere la sutura continua. Práctica, rápida y segura. No necesita nudos, garantiza una elevada resistencia junto a una distribución constante de la tensión a lo largo de la sección de aproximación de los tejidos.



Laparoscopic and robotic surgery
General surgery
Plastic and reconstructive surgery
Gynaecological and urological surgery
Orthopaedics surgery



Cirugía laparoscópica y robótica
Cirugía general
Cirugía plástica y reconstructiva
Cirugía ginecológica y urológica
Cirugía ortopédica

SURGICAL SUTURES

● SYNTHETIC ABSORBABLES ABSORBIBLES SINTÉTICOS



GLICOFL® LAC

PGLA co-polymer of glicolide (90%) and lattide (10%) mid term absorption (56-70 days).
PGLA Copolímero de glicólido (90%) y lattide (10%) de absorción media (56-70 días).



GLICOFL® LAC FAST


PGLA co-polymer of glicolide (90%) and lattide (10%) short term absorption (45 days).

PGLA Copolímero de glicólido (90%) y lattide (10%) de absorción rápida (45 días).



ASSUFIL FAST

Braided and coated polymer of glycolic acid short term absorption (42 days).
Polímero de ácido glicólico trenzado y recubierto de absorción rápida (42 días).



ASSUFIL

Braided and coated polymer of glycolic acid mid term absorption (60-90 days).
Polímero de ácido glicólico trenzado y recubierto de absorción media (60-90 días).



MONOFIL® FAST

Poli (glicolide co-ε-caprolactone) monofilament suture short term absorption (50-60 days).
Monofilamento de Poli (glicolide co-ε-caprolactona) absorción rápida (50-60 días).



MONOFIL®

Poli (glicolide co-ε-caprolactone) monofilament suture mid term absorption (90-120 days).
Monofilamento de Poli (glicolide co-ε-caprolactona) absorción media (90-120 días).



ASSUFIL MONOFILAMENTO

Polydioxanone or Poly(L-lactide-co-ε-caprolactone) monofilament long term absorption (180-210 days).
Monofilamento de Polidioxanona o Poli(L-lactida-co-ε-caprolactona) de absorción prolongada (180-210 días).


	Glicofil® Lac Fast	Glicofil® Lac	Assufil Fast	Assufil	Monofil® Fast	Monofil®	Assufil Monofilamento
General	●	●	●	●	●	●	●
Urogynecology	●	●	●	●	●	●	
Reconstructive plastic	●	●	●	●		●	
Otorhinolaryngology	●	●	●	●			
Maxillofacial		●		●			
Cardiovascular							●
Thoracic		●					●
Trauma & Orthopedic		●		●			●
Dental		●	●	●	●	●	

● NON ASSORBIBILI | NO-ABSORBIBLES



ASSUSILK

Braided silk coated with silicon.
Seda trenzada recubierta de silicona.



ASTRALEN

Braided polyester coated with silicon.
Poliéster trenzado recubierto de silicona.



ASSUFLOWN

Braided polyester coated with P.T.F.E.
Poliéster trenzado recubierto de P.T.F.E.



ASSUNYL

Polyamide
Poliamida



ASSUPLUS

Polyurethanic polyester
Poliéster poliuretánico



ASSUPRO

Polypropylene
Polipropileno



ASSUVEN

Polyvinylidenefluoride (PVDF)
Polivinildenfluoruro (PVDF)



ASSUMID

Braided polyamide-coated multifilament.
Multifilamento de poliamida revestido de una vaina.



ASSUSTEEL

Steel
Acero



TITANIO

Titanium
Titanio



ULTRA FIBER


Braided polyethylene and polypropylene suture.
Sutura trenzada en polietileno y polipropileno.

	Assupro	Assuven	Assuplus	Assunyl	Assusteel	Titano	Ultra Fiber	Astralen	Assumid	Assuflon	Assusilk
General	●	●	●	●				●	●		●
Urogynecology			●	●							
Reconstructive plastic	●	●	●	●					●		●
Ophthalmic	●	●		●							●
Cardio	●	●			●	●		●		●	
Vascular	●	●						●		●	●
Thoracic	●										
Neuro	●	●									
Trauma & Orthopedic			●		●	●	●	●	●		
Dental			●					●	●	●	●

SURGICAL MESSES

SORBIMESH®

- SEMI-ABSORBABLE SYNTHETIC MESH
PRÓTESIS SINTÉTICA SEMI ABSORBIBLE



SORBIMESH®



ALL IN ONE MESH
HERNIOPLASTY




SCARF MESH
HERNIOPLASTY



VOLUMETRIC PLUG



ASSUMESH



VOLUMETRIC PLUG



MESH FOR MAN




MESH FOR WOMAN



TPS
Transverse Perineal
Support

BIORIPAR®

- NON CROSS LINKED BOVINE PERICARDIUM COLLAGEN MATRIX*
MEMBRANA DE COLÁGENO DE PERICARDIO BOVINO NO RETICULADA*



BOVINE
PERICARDIUM MATRIX



SEMI-MOON
SHAPE BREAST



ALL IN ONE MESH
HERNIOPLASTY



CYSTOCELE
REPAIR PATCH

*All Bovine range is available in dry and wet form | Toda la gama Bovina está disponible en forma seca y húmeda.

PORCINE DERMIS
COLLAGEN MATRIX

HIATAL HERNIA


* 1 mm and 1,5 mm thickness | 1 mm y 1,5 mm de espesor

ABSORBABLE HAEMOSTATS

- OXIDATED REGENERATED CELLULOSE IN NEUTRAL AND ACID PH
CELULOSA OXIDADA Y REGENERADA EN PH NEUTRO Y ÁCIDO
- PORCINE GELATIN SPONGE
ESPONJA DE GELATINA PORCINA



OXITAMP®

OXITAMP®
KNITTEDOXITAMP®
FIBRILLAROXITAMP®
FIBRILLAR THINOXITAMP®
FIBRILLAR 1 LAYEROXITAMP®
POWDEROXITAMP®
GEL

TIDESPON



● ITALY

Manufacturing

Zona Industriale
67062 Magliano dei Marsi (AQ), Italy
Tel.+39 0863 517956/515000
Fax +39 0863 570084/515209

Head Office

Via G. Gregoraci, n.12
00173 Roma
Tel. +39 06 72677348
Fax +39 06 72675380

● FRANCE

86-114 Avenue Louis Roche
Batiment D Hall-3 92230
Gennevilliers
Tel. +33 147985294
Fax +33 147985892

● SPAIN

Polygono Landaben
Calle C, nave 1y2
31012 – Pamplona (Navarra)
Tel. +34 948122274
Fax. +34 948120842

● GERMANY

Prager Strasse 34
04317 Leipzig

● UK

Unit 12a Barncliffe Mills
Shelley HD8 8LU Huddersfield
Tel. +44 1484602222
Fax +44 1484602280

● USA

55 NE 5th Avenue, Suite 501
33432 - 4093 Boca Raton FL
United States

● RUSSIAN FEDERATION

c/o Studio Marzona
Rozhdestvenskiy B-r 10 Bld. 7
107031 Moscow
Tel/Fax +7 962 9862804

● BRAZIL

Rua Professor Alfredo Gomes, 14
CEP 22551-080
Botafogo Rio De Janeiro (RJ)
Tel.: 0055 21 22661943
Fax: 0055 21 22663539

www.assuteurope.com
info@assuteurope.com

