



















UNA GAMMA COMPLETA DI SUTURE PER VETERINARI

SUTURE ASSORBIBILI

ASSUFIL®				Intrecciata e rivestita Polimero di acido glicolico			
USP	AGO	FILO (cm)	CODICE				
5/0	3/8 C. TRIANGOLARE DS - 13mm 	45	FX503 Box da 36				
4/0	3/8 C. TRIANGOLARE DS - 19mm 	70	FW515 Box da 36				
4/0	3/8 C. CILINDRICO DR - 17mm 	70	FW362 Box da 36				
3/0	3/8 C. TRIANGOLARE DS - 24mm 	70	FV533 Box da 36				
3/0	3/8 C. CILINDRICO DR - 26mm 	70	FW866AP Box da 36				
2/0	3/8 C. TRIANGOLARE DS - 30mm 	70	FU539 Box da 36				
2/0	3/8 C. CILINDRICO DR - 32mm 	90	FU62CAT Box da 36				
0	3/8 C. TRIANGOLARE DS - 30mm 	70	FS552 Box da 36				
0	3/8 C. CILINDRICO DR - 32mm 	70	FS413AP Box da 36				









ASSUFIL®				Intrecciata e rivestita Polimero di acido glicolico			
USP	AGO	FILO (cm)	CODICE				
1	1/2 C. TRIANGOLARE HSG rinforzato - 40mm 	90	FR579AT Box da 36				
2	1/2 C. TRIANGOLARE HSG rinforzato - 48mm 	90	FQ582AT Box da 36				
3/0		250	FV Box da 12				
2/0		250	FU Box da 12				
0	 Bobina	250	FS Box da 12				
1		250	FR Box da 12				
2		250	FQ Box da 12				










ASSUFIL® micro				Intrecciata e rivestita Polimero di acido glicolico			
USP	AGO	FILO (cm)	CODICE				
10/0	3/8 C. SPATOLA DLM - 2 X 6,2 mm - Micron 150 	30	F10006VD Box da 12				
9/0	3/8 C. SPATOLA DLM - 2 X 6,2 mm - Micron 200 	45	F9006VD Box da 12				

ASSUFIL® FAST				Intrecciata e rivestita Polimero di acido glicolico			
USP	AGO	FILO (cm)	CODICE				
4/0	3/8 C. TRIANGOLARE DS - 13mm 	70	FW518RAP Box da 36				
4/0	3/8 C. TRIANGOLARE DS - 19mm 	75	FW515R Box da 36				
3/0	3/8 C. TRIANGOLARE DS - 24mm 	75	FV533R Box da 36				
0	3/8 C. TRIANGOLARE DS - 30mm 	90	FU552R Box da 36				

UNA GAMMA COMPLETA DI SUTURE PER VETERINARI








SUTURE ASSORBIBILI



MONOFIL®			
			Monofilamento glicolide-co-ε-caprolattone
USP	AGO	FILO (cm)	CODICE
5/0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 13mm	70	FX503FAP
			Box da 36
5/0	 3/8 C. TAPER-CUTTING DRS - 13mm	45	FX575FW
			Box da 36
4/0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 19mm	70	FW515FW
			Box da 36
4/0	 3/8 C. TAPER-CUTTING DRS - 17mm	45	FW760FW
			Box da 36
3/0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 24mm	70	FV533FW
			Box da 36
2/0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 30mm	70	FU539FW
			Box da 36
0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 30mm	70	FS552FW
			Box da 36
1	 1/2 C. TRIANGOLARE HSG rinforzato - 40mm	90	FR579FW
			Box da 36





ASSUFIL® MONOF.			
			Monofilamento PDO
USP	AGO	FILO (cm)	CODICE
5/0	 3/8 C. TAPER-CUTTING DRS - 13mm	70	FX972MAP
			Box da 36
5/0	 3/8 C. TAPER-CUTTING DRS - 17mm	70	FX974MAP
			Box da 36
3/0	 1/2 C. TAPER-CUTTING HRS - 26mm	70	FV767MAP
			Box da 36
3/0	 3/8 C. TAPER-CUTTING DRS - 24mm	70	FV533M
			Box da 36
2/0	 1/2 C. TAPER-CUTTING HRS - 26mm	70	FU772MAP
			Box da 36
2/0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 24mm	70	FU534M
			Box da 36
0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 30mm	70	FS552M
			Box da 36
0	 1/2 C. TRIANGOLARE HSG rinforzato - 36mm	70	FS573M
			Box da 36
1	 1/2 C. TRIANGOLARE HSG rinforzato - 40mm	90	FR579MAT
			Box da 36



UNA GAMMA COMPLETA DI SUTURE PER VETERINARI

SUTURE NON ASSORBIBILI

ASSUNYL®			Monofilamento di Poliammide
USP	AGO	FILO (cm)	CODICE
5/0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 13mm	45	YX503
			Box da 36
4/0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 19mm	45	YW515
			Box da 36
3/0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 24mm	45	YV533
			Box da 36
2/0	 RETTO TRIANGOLARE GS - 60mm	75	YU564
			Box da 36
2/0	 3/8 C. TRIANGOLARE. DS - 30mm	75	YU539
			Box da 36
0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 30mm	75	YS552
			Box da 36
1	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 30mm	75	YR561
			Box da 36





ASSUNYL® micro			Monofilamento di Poliammide
OFTALMICA			
USP	AGO	FILO (cm)	CODICE
10/0	 3/8 C. SPATOLA DLM - 2 X 6,4 mm - Micron 200	30	Y1000VD
			Box da 12
9/0	 3/8 C. SPATOLA DLM - 2 X 6,4 mm - Micron 200	30	Y9006VD
			Box da 12






ASSUVEN®			Monofilamento di polivinilidenefluoruro (PVDF)
USP	AGO	FILO (cm)	CODICE
5/0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 13mm	45	VX503
			Box da 36
4/0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 19mm	45	VW515
			Box da 36
3/0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 24mm	45	VV533
			Box da 36
2/0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 30mm	75	VU539
			Box da 36







ASTRALEN®			Intrecciata & Rivestita Poliestere
USP	AGO	FILO (cm)	CODICE
3/0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 24mm	45	QV533
			Box da 36
2/0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 30mm	45	QU539
			Box da 36

UNA GAMMA COMPLETA DI SUTURE PER VETERINARI

SUTURE NON ASSORBIBILI

ASSUPRO®			Monofilamento di Polipropilene
USP	AGO	FILO (cm)	CODICE
5/0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 13mm	45	PX503
			Box da 36
4/0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 19mm	45	PW515
			Box da 36
3/0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 24mm	45	PV533
			Box da 36
2/0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 30mm	75	PU539
			Box da 36

ASSUSILK®			Intrecciata & Rivestita Seta
USP	AGO	FILO (cm)	CODICE
4/0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 19mm	45	KW515
			Box da 36
3/0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 24mm	45	KV533
			Box da 36
2/0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 30mm	75	KU539
			Box da 36
0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 30mm	75	KS552
			Box da 36
1	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 30mm	75	KR561
			Box da 36

ASSUPLUS®			Monofilamento Politere poliuretano
USP	AGO	FILO (cm)	CODICE
5/0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 13mm	45	ZX503
			Box da 36
4/0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 19mm	45	ZW515
			Box da 36
3/0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 24mm	45	ZV533
			Box da 36
2/0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 30mm	75	ZU539
			Box da 36
0	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 30mm	75	ZS552
			Box da 36
1	 3/8 C. TRIANGOLARE DS - 30mm	75	ZR561
			Box da 36



EQUISPON®			Spugna emostatica assorbibile 100% di gelatina suina
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA (mm)	BOX
EQU80-50-10	STANDARD	80 x 50 x 10	Box da 10
EQU70-50-10	STANDARD	70 x 50 x 10	Box da 10